

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
PK1607		LG2	56.00	AOUC	1457	(RICOVERATI) SUPAR (SOLUBILE UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR RECEPTOR) (PLASMA)	soluble urokinase-type plasminogen activator receptor	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	ng/mL	< 3.0	NO		3
7074	90.17.C	LN1	7.00	V	1101	10-OH-CARBAMAZEPINA [SIERO/PLASMA]	10oh-carbamazepina	Nessuna	Prima dell' assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.50 Intervallo terapeutico: 8 - 25 (espresso come 10-idrossicarbamazepina)	NO		10
5191	90.19.2	LH	13.00	V	1621	17 BETA ESTRADILOLO (TEST) SOSTITUZIONE NOME: ESTRADILOLO	17 beta-estradiolo, e2	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	pg/mL	Uomini: 11.3 - 43.2 Donne - fase follicolare: 12.4 - 233 fase ovulatoria: 41.3 -	NO		3
PK1346	/	LN1	23.00	AOUC	1613a	3-METOSSI-TIRAMINA	3-metossitiramina	Vedi #1004/25	Standard	Urina 24h	BIANCO - Urina / Tappo a vite con acidificante	Urina	Temperatura ambiente	microg/24h	Min. conc. misurabile: 10 Valori di riferimento: < 460	NO		10
PK1593	/	LN1	26.00	AOUC	1126d	9 OH-RISPERIDONE (PALPERIDONE)	paliperidone	Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 4.0 Intervallo terapeutico: 20 - 60	NO		10
5007	90.01.5	LD1	6.10	V	1142	ACIDI BILIARI TOTALI	acidi colici, acidi biliari	Digiuno di 8 ore	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	micromoli/L	0 - 6	NO		3
5008	90.01.5	LD1	6.10	V	1143	ACIDI BILIARI TOTALI POST PRANDIALI (SIERO/PLASMA)	acidi colici post prandiale, acidi biliari	Vedi #1004/21	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	micromoli/L	1 - 6	NO		3
5009	90.02.1	LH	16.00	V	1500	ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO [URINA]	acido 5-idrossindolacetico	Vedi #1004/25	Standard	Urina 24h	BIANCO - Urina / Tappo a vite con acidificante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	Min.conc.misurabile : 0.5 intervallo terapeutico: 2-9	NO		10
5011	90.02.3	LN2	11.15	V	1403	ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO [ALA]	acido delta amino levulinico	Vedi #1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/g creat.	< 5.0	NO		30
5014	90.02.5	LD1	6.00	V	1147p (inserito nella multipla 1147)	ACIDO LATTICO [LIQUOR]	acido lattico, lattato	Digiuno di 8 ore, a riposo fisico da almeno 30 minuti	Rachicentesi	Liquor	PROVETTA SPECIALE FALCON	Liquor	Temperatura ambiente	mg/dL	Neonati: 10 - 50 (1.1 - 6.7 mmol/L) 3° - 10° giorno di età: 10 - 40 (1.1 - 4.4 mmol/L)	SI		2
5013	90.02.5	LD1	6.00	V	1084	ACIDO LATTICO [SIERO/PLASMA]	acido lattico, lattato	Digiuno di 8 ore, a riposo fisico da almeno 30 minuti	Standard	Venoso	GIALLO CHIARO GRANDE / EDTA	Plasma	In ghiaccio	mg/dL	4.5 - 19.8	SI		3
7100	90.17.C	LN1	7.00	V	1116	ACIDO MICROFENOLICO [SIERO/PLASMA]	acido microfenolico	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	GIALLO CHIARO GRANDE / EDTA	Plasma	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.1 Intervallo terapeutico: 0.3 - 4.0	NO		4
KCC054	90.38.G	LH	13.55	V	1502	ACIDO OMOVALICO PEDIATRICO	Acido Omovalilico pediatrico	Vedi #1004/25	Standard	Campione estemporaneo	BIANCO - Urina / Tappo a vite con acidificante	Urina	Temperatura ambiente	mg/g creat.	anni 0-1: 0.5 - 35 anni 1-2: 0.5 - 23 anni 2-5: 0.5 - 13.5 anni 5-10: 0.5 - 12 anni 10-15: 0.5 - 9 Min. conc. mis: 0.5	NO		10

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
KCC054	90.38.G	LH	13.55	V	1501	ACIDO OMOVANILLICO [URINA]	acido omovanillico	Vedi /1004/25	Standard	Urina 24h	BIANCO - Urina / Tappo a vite con acidificante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	Min.conc.misurabile : 0.5 intervallo terapeutico : < 6.9	NO		10
MLV142	toa13	CL	38.00	LMN	1545	ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO	tca	Vedi /1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/g creat.	< 2.5	NO		4
5019	90.17.C	LN1	7.00	V	1096	ACIDO VALPROICO [SIERO/PLASMA]	acido valproico, valproato	Nessuna	Prima dell'assunzione	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lioo-Eparina)	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 2.8 Intervallo terapeutico: 50 - 100	SI	250 / 200	3
5020	90.03.6	LH	19.80	V	1504	ACIDO VANILMANDELICO PEDIATRICO	Acido Vanilmandelico pediatrico	Vedi /1004/25	Standard	Campione estemporaneo	BIANCO - Urina / Tappo a vite con acidificante	Urina	Temperatura ambiente	mg/g creat.	0 - 6 mesi: 3 - 17 6 - 12 mesi: 2 - 15 1 - 5 anni: 2 - 10 5 - 10 anni: 1.5 - 7 10-15 anni: 1 - 6 Min. conc. mis: 0.5	NO		10
5020	90.03.6	LH	19.80	V	1503	ACIDO VANILMANDELICO [VMA] [URINA]	acido vanilmandelico	Vedi /1004/25	Standard	Urina 24h	BIANCO - Urina / Tappo a vite con acidificante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	intervallo terapeutico : < 6.6 Min. conc. misurabile: 0.5	NO		10
PK1457	/	LD4	16.00	AOU	1093	ADENOSINDEAMINASI [ADA] IN LIQUIDO PLEURICO, SIERO	adenosina deaminasi, ada, adenosina deaminasi	Nessuna	Paracentesi	Raccolta	ROSSO GRANDE / Senza anticoagulante	Liquido Pleurico Altre matrici: Siero, Plasma eparizzato, Liquor	Temperatura ambiente	UIL	4 - 20	NO		25
5027	90.04.5	LD5	2.00	V	1043a	ALANINA AMINOTRANSFERASI (REFLEX)	alt, gpt	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lioo-Eparina)	Temperatura ambiente	UIL	M: 5-41 F: 5-33	SI	90 / 80	3
5027	90.04.5	LD5	2.00	V	1043_b	ALANINA AMINOTRANSFERASI (EMOLISI VIVO)	alt, gpt	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lioo-Eparina)	Temperatura ambiente	UIL	Non applicabile	SI	90 / 80	3
5027	90.04.5	LD5	2.00	V	1043	ALANINA AMINOTRANSFERASI [ALT] [GPT] [SIERO/PLASMA]	alt, gpt	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lioo-Eparina)	Temperatura ambiente	UIL	M: 5-41 F: 5-33	SI	90 / 80	3
5033	90.05.1	LD1	3.00	V	1229	ALBUMINA	albumina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lioo-Eparina)	Temperatura ambiente	g/L	35 - 50	NO		3
5029	90.05.1	LD1	3.00	V	1152i	ALBUMINA [LIQUIDI DA VERSAMENTO]	albumina (liquido cavitario)	Nessuna	Dipende dal sito di prelievo	Raccolta Liquidi Cavitari	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Cavitario	Temperatura ambiente	g/L	Non applicabile	NO		3
5030	90.05.1	LD1	3.00	V	1149f	ALBUMINA [LIQUIDO ASCITICO]	albumina	Nessuna	Paracentesi	Raccolta	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Ascitico	Temperatura ambiente	g/L	Non applicabile	NO		3
5031	90.05.1	LD1	3.00	V	1148g	ALBUMINA [LIQUIDO PLEURICO]	albumina	Nessuna	Toracentesi	Raccolta	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Pleurico	Temperatura ambiente	g/L	Non applicabile	NO		3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5032	90.05.1	LD1	3.00	V	1147h (Richiedibile solo nel profilo 1971)	ALBUMINA [LIQUOR]	albumina liquor	Nessuna	Rachicentesi	Liquido Lombare	PROVETTA SPECIALE FALCON	Liquor	Temperatura ambiente	g/L	Non applicabile	NO		15
5033	90.05.1	LD1	3.00	V	1019	ALBUMINA [SIERO/PLASMA]	albumina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	g/L	35 - 50	SI		1
5033	90.05.1	LD1	3.00	V	1147i (Richiedibile solo nel profilo 1971)	ALBUMINA [SIERO/PLASMA]	albumina/siero (liquor)	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	g/l	35 - 50	NO		15
5297	90.33.4	LD2	5.00	V	1189	ALBUMINA [URINA]	albuminuria, acr	Vedi if1004/44	Standard	Campione estemporaneo	ROSSO - URINA / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/g creatinina	Fisiologica: < 10 Lievemente aumentata: 10 - 30 Moderatamente aumentata: 30 - 300 Severamente	NO		4
KCC177	90.28.1	LD1	6.00	V	1650	ALBUMINA GLICATA	albumina glicata	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	%	<14.5	NO		4
5034	90.05.2	LD5	5.00	V	1032	ALDOLASI [SIERO/PLASMA]	aldolasi	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	UI/L	0.1 - 7.6	NO		25
5035	90.05.3	LH	15.00	V	1509	ALDOSTERONE ORTOSTATISMO	aldosterone (orto)	Vedi note preparazione al prelievo (Ortostatismo e Dieta normosodica) D/1401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	ng/dL	2.2 - 35.3	NO		14
5036	90.05.3	LH	14.60	V	1510	ALDOSTERONE [URINA] 24H	aldosterone (urine)	Vedi note preparazione al prelievo (Dieta normosodica) D/1401/MQ/06 Rif. 1 e if1004/11	Standard	Urina 24h	VIOLA - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	nmol/24h	7.90 - 94.45	NO		20
7179	90.05.3	LH	14.60	V	1508	ALDOSTERONE CLINOSTATISMO [SIERO/PLASMA]	aldosterone (clino)	Vedi note preparazione al prelievo (Clinostatismo e Dieta normosodica) D/1401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	ng/dL	1.2 - 23.6	NO		14
7180	90.05.3	LH	14.60	V	1508a	ALDOSTERONE CLINOSTATISMO [SIERO/PLASMA] DOPO INFUSIONE	aldosterone	Vedi note preparazione al prelievo (Clinostatismo e Dieta normosodica) D/1401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	ng/dL		NO		14
7181	90.05.3	LH	14.6	V	1508b	ALDOSTERONE CLINOSTATISMO [SIERO/PLASMA] TEMPO 0	aldosterone (clino)	Vedi note preparazione al prelievo (Clinostatismo e Dieta normosodica) D/1401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	ng/dL	1.2 - 23.6	NO		14
7182	90.05.3	LH	14.6	V	1508d	ALDOSTERONE CLINOSTATISMO [SIERO/PLASMA] TEMPO 120 MIN	aldosterone (clino)	Vedi note preparazione al prelievo (Clinostatismo e Dieta normosodica) D/1401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	ng/dL	1.2 - 23.6	NO		14
KOR002	90.05.3	LH	14.6	V	1508e	ALDOSTERONE CLINOSTATISMO [SIERO/PLASMA] TEMPO 240 MIN	aldosterone (clino)	Vedi note preparazione al prelievo (Clinostatismo e Dieta normosodica) D/1401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	ng/dL	1.2 - 23.6	NO		14

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
7183	90.05.3	LH	14.6	V	1508c	ALDOSTERONE CLINOSTATISMO [SERO/PLASMA] TEMPO 60 MIN	aldosterone (clino)	Vedi note preparazione al prelievo (Clinostatismo e Dieta normosodica) DI1401/NQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	ng/dL	1.2 - 23.6	NO		14
5037	90.05.4	LD1	8.00	V	1232	ALFA 1 ANTITRIPSINA [SERO/PLASMA]	alfa1 antitripsina, aat	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	g/L	0.9 - 2.0	NO		3
5040	90.05.5	LD1	7.40	V	1378	ALFA 1 FETOPROTEINA	alfa fetoproteina, alp	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	U/mL	0 - 5.8	NO		4
5039	90.05.5	LD7	7.40	V	6005	ALFA 1 FETOPROTEINA [LIQUIDO AMNIOTICO]	alfa fetoproteina liquido amniotico, alp	Nessuna	Amniocentesi	Liquido Amniotico		Liquido Amniotico	Temperatura ambiente	ng/mL	15° settimana: 14870 16° settimana: 12980 17° settimana: 10630 18° settimana: 8835 19° settimana: 7350 20° settimana: 5188	NO		20
5044	90.06.3	LD1	5.30	V	1168	ALFA 2 MACROGLOBULINA [SERO/PLASMA]	alfa 2 macro	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	g/L	0.74-2.98	NO		10
5060	90.07.1	LD8	8.00	V	1167	ALLUMINIO [SERO/PLASMA]	alluminio	Nessuna	Standard	Venoso	VERDE CHIARO / Con anticoagulante	Plasma	Temperatura ambiente	microg/L	1.0 - 6.0	NO		30
PK1589	/	LN1	26.00	AOUC	1126b	ALOPERIDOLO [SERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 0.8 Intervallo terapeutico: 1 - 10	NO		10
365610	/	LN1	250.00	AOUC	1551	AMANTINA / U	amanituria	Vedi /1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	microg/L	Min. conc. misurabile: 1.5 Cut-off: 5	NO		2
5071 o 7187	90.17.C	LN1	7.00	V	1175	AMIKACINA [SERO/PLASMA]	amicacina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Prelievo base < 10 Min.conc.misurabile: 2.5	NO		5
7186	90.17.C	LN1	7.00	V	1176	AMIKACINA PICCO [SERO/PLASMA]	amicacina post-dose (picco)	Nessuna	30 minuti dopo infusione o 60 minuti dopo i. m.	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	20 - 40 Min.conc.misurabile: 2.5	NO		5
5051	90.06.4	LD6	3.00	V	1050	AMILASI - RACCOLTA 24H [URINA]	amilasuria	Vedi /1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	U/24h	59 - 401	NO		3
5047	90.06.4	LD6	3.00	V	1149h	AMILASI [LIQUIDO ASCITICO]	amilasi	Nessuna	Paracentesi	Raccolta	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Ascitico	Temperatura ambiente	UIL	Non applicabile	NO		3
5048	90.06.4	LD6	3.00	V	1180	AMILASI [LIQUIDO DRENAGGIO]	amilasi	Nessuna	Raccolta drenaggio	Raccolta Liquido Drenaggio	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Drenaggio	Temperatura ambiente	UIL	Non applicabile	NO		3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5050	90.06.4	LD5	3.00	V	1025	AMILASI [SIERO/PLASMA]	amilasi	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	U/L	28 - 100	SI	90 / 80	3
5054	90.06.5	LD5	3.65	V	1038	AMILASI ISOENZIMI [FRAZIONE PANCREATICA] [SIERO/PLASMA]	amilasi pancreatica	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	U/L	13 - 53	NO		3
5198	90.17.B	LN1	10.45	V	1159	AMIODARONE E METABOLITI [SIERO/PLASMA]	amiodarone e metaboliti	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Mn.conc.misurabile: 0.2 Intervallo terapeutico amiodarone: 0.7 - 2.5 metaboliti: 0.4 - 1.5	NO		10
5064	90.17.B	LN1	10.45	V	1419	AMITRIPTILINA [SIERO/PLASMA]	amitriptilina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Intervallo terapeutico: 50 - 300 Minima conc.misurabile: 5.0	NO		20
5066	90.07.5	LD1	6.00	V	1085	AMMONIO [SIERO/PLASMA]	ammonio	Vietare il fumo al paziente 6 ore prima del prelievo	Standard	Venoso e/o Arterioso	GIALLO CHIARO GRANDE / EDTA	Plasma	Refrigerato 4-8°C	micromol/L	M: 16 - 60 F: 11 - 51	SI	80 / 70	3
5513	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207fg richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTI GQ1B IGG	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207fm richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTI GQ1B IGM	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5513	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207gg richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTI GT1B IGG	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207gm richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTI GT1B IGM	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM019	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1208z	ANTICORPI ANTI ACQUAPORINA 4 [AQP4] [LIQUOR]	anticorpi neuromielite ottica, rmo liquor anticorpi anti aqp-4	Nessuna	Rachicentesi	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Anti-NMO: Negativo Anti-AQP4: Negativo	NO		30
KIM020	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1208h	ANTICORPI ANTI ACQUAPORINA 4 [AQP4] [SIERO/PLASMA]	anticorpi neuromielite ottica, rmo/ anticorpi anti aqp-4 igg	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-NMO: Negativo Anti-AQP4: Negativo	NO		30
5451	90.49.7	LA2	9.5	V	6010	ANTICORPI ANTI DECARBOSSILASI AC. GLUTAMINICO [GAD] [SIERO/PLASMA]	anticorpi anti-decarbossilasi, anti gad	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	U/mL	Negativo: < 1.0 Dubbio: 1.0 - 2.0 Positivo: > 2.0	NO		30
KIM028	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1212f richiedibile solo nel profilo P1212	ANTICORPI ANTI DPPX [LIQUOR]	encefaliti autoimmuni/superficie neuronale anticorpi anti-dppx	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
KIM029	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1211f richiedibile solo nel profilo P1211	ANTICORPI ANTI DPPX [SIERO/PLASMA]	encefaliti autoimmuni/superficie neuronale anticorpi anti-dppx	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5513	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207eg richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI IGG	anticorpi anti sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5513	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207ng richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI IGG [SIERO/PLASMA]	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi anti-gd1a igm	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207em richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI IGM	anticorpi anti sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207nm richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI IGM [SIERO/PLASMA]	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi anti-gd1a igm	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5495	90.51.1	LA2	13.00	V	6007	ANTICORPI ANTI INSULINA [IAA] [SIERO/PLASMA]	anticorpi anti-insulina, abin, aia, iaa	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	PI/Ni%	<= 1.5 Rapporto N/PI%	NO		30
5497	90.51.3	LA2	12	V	1207b	ANTICORPI ANTI MAG [LIQUOR]	anticorpi anti-mag (igm)	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	BTU	<1000	NO		45
KIM036	90.52.5	LA2	27.65	V	1210	ANTICORPI ANTI MOG [LIQUOR]	anticorpi anti-mog	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM037	90.52.5	LA2	27.65	V	1210L	ANTICORPI ANTI MOG [SIERO/PLASMA]	anticorpi anti-mog	Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5517	90.52.5	LA2	27.65	V	1208e (Richiedibile solo nel profilo 1803)	ANTICORPI ANTI NEURONE [SIERO/PLASMA]	anticorpi anti-neurone conferma, anticorpi anti-gad	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-Amifisina: Negativo	NO		30
5498	90.51.4	LH	8.50	V	1511	ANTICORPI ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA [TPO] [SIERO/PLASMA]	anticorpi anti-tpo, atpo	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLA PICCOLA / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma Lito-Eparina	Temperatura ambiente	IU/mL	1-5 giorni: < 117.00 6-90 giorni: < 47.00 91-365 giorni: < 32.00 1-6 anni: < 13.00 7-11 anni: < 18.00 12-20 anni: < 26.00	NO		3
KIM042	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1212e richiedibile solo nel profilo P1212	ANTICORPI ANTI RECETTORE GLUTAMMATO AMPA1-2 [LIQUOR]	encefaliti autoimmuni / superficie neuronale/ anticorpi anti-glur 1 e 2	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM043	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1211e richiedibile solo nel profilo P1211	ANTICORPI ANTI RECETTORE GLUTAMMATO AMPA1-2 [SIERO/PLASMA]	encefaliti autoimmuni / superficie neuronale/ anticorpi anti-glur 1 e 2	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5525	90.53.5	LA2	25.10	V	1513	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH [SIERO/PLASMA]	anticorpi anti-recettori tsh, a-tsh, tbi	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	UIL	Negativo: < 1 Borderline: 1 - 2 Positivo: > 2	NO		10
8245	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207 richiedibile solo nel profilo P1207	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE	anticorpi anti-neurone, anticorpi onconeurali	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM084	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207i richiedibile solo nel profilo P1207i	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE FI [LIQUOR]	anticorpi anti-neurone, anticorpi onconeurali	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM064	90.52.6	LA2	20.85	V	esame 1216e richiedibile solo nel profilo P1216	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-amifisina	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-Amifisina: Negativo	NO		30
KIM064	90.52.6	LA2	20.85	V	esame 1216e richiedibile solo nel profilo P1216	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-amifisina	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-Amifisina: Negativo	NO		30
KIM064	90.52.6	LA2	20.85	V	esame 1216g richiedibile solo nel profilo P1216	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-cv2	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-CV2: Negativo	NO		30
KIM085	90.52.6	LT1	20.85	V	esame 1217g richiedibile solo nel profilo P1217	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-cv2	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Anti-CV2: Negativo	NO		30
KIM064	90.52.6	LA2	20.85	V	esame 1216f richiedibile solo nel profilo P1216	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-gad	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-Amifisina: Negativo	NO		30
KIM085	90.52.6	LT1	20.85	V	esame 1217f richiedibile solo nel profilo P1217	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-gad	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Anti-Amifisina: Negativo	NO		30
KIM064	90.52.6	LA2	20.85	V	esame 1216a richiedibile solo nel profilo P1216	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-hu	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-HU: Negativo	NO		30
KIM085	90.52.6	LT1	20.85	V	esame 1217a richiedibile solo nel profilo P1217	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-hu	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Anti-HU: Negativo	NO		30
KIM064	90.52.6	LA2	20.85	V	esame 1216h richiedibile solo nel profilo P1216	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-ma 1/2	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-Ma1/2: Negativo	NO		30
KIM085	90.52.6	LT1	20.85	V	esame 1217h richiedibile solo nel profilo P1217	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-ma 1/2	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Anti-Ma1/2: Negativo	NO		30

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
KIM064	90.52.6	LA2	20.85	V	esame 1216a richiedibile solo nel profilo P1216	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma anticorpi anti-tr	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-Ri: Negativo	NO		30
KIM085	90.52.6	LT1	20.85	V	esame 1217a richiedibile solo nel profilo P1217	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma anticorpi anti-tr	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Anti-Ri: Negativo	NO		30
KIM064	90.52.6	LA2	20.85	V	esame 1216d richiedibile solo nel profilo P1216	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-tr	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-tr : Negativo	NO		30
KIM085	90.52.6	LT1	20.85	V	esame 1217d richiedibile solo nel profilo P1217	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-tr	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Anti-tr : Negativo	NO		30
KIM064	90.52.6	LA2	20.85	V	esame 1216b richiedibile solo nel profilo P1216	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-yo	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Anti-Yo: Negativo	NO		30
KIM085	90.52.6	LT1	20.85	V	esame 1217b richiedibile solo nel profilo P1217	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-yo	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Anti-Yo: Negativo	NO		30
KIM085	90.52.6	LT1	20.85	V	esame 1217e richiedibile solo nel profilo P1217	ANTICORPI ANTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE IMMUNOBLOTTING [LIQUOR]	anticorpi anti-neurone conferma/ anticorpi anti-amifisina	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Anti-Amifisina: Negativo	NO		30
5531	90.54.4	LA2	7.80	V	1512	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA [ABTG] [SIERO/PLASMA]	anticorpi anti-tg, atg	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma EDTA	Temperatura ambiente	IU/mL	1-5 giorni: < 134.00 6-90 giorni: < 146.00 91-365 giorni: < 130.00 1-6 anni: < 38.00 7-11 anni: < 37.00 12-20 anni: < 64.00	NO		3
5488	90.52.5	LG3	27.65	V	6011	ANTICORPI ANTI TIROSINOSFATASI [TIROSINCHINASI] [SERO/PLASMA]	anticorpi anti-ia2, ia2 anticorpi anti-tirosinofosfatasi, tirosinchinasi ia2	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	U/mL	Negativo: < 1.0 Dubbio: 1.0 - 2.0 Positivo: > 2.0	NO		30
KIM058	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1211b richiedibile solo nel profilo P1211	ANTICORPI ANTI-PROT.VGKC	encefaliti autoimmuni / superficie neuronale/ anticorpi anti-ig1	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM057	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1212b richiedibile solo nel profilo P1212	ANTICORPI ANTI-PROT.VGKC	encefaliti autoimmuni / superficie neuronale/ anticorpi anti-ig1	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM057	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1212c richiedibile solo nel profilo P1212b	ANTICORPI ANTI-PROT.VGKC [LIQUOR]	anticorpi anti-neurone/ encefaliti autoimmuni / superficie neuronale	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM058	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1211c richiedibile solo nel profilo P1211b	ANTICORPI ANTI-PROT.VGKC [SERO/PLASMA]	anticorpi anti-neurone/ encefaliti autoimmuni / superficie neuronale	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG.EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
KIM059	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1212d richiedibile solo nel profilo P1212	ANTICORPI ANTI-RECEPTORE GABA B [LIQUOR]	encefaliti autoimmuni / superficie neuronale / anticorpi anti-gaba 1/2	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM060	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1211d richiedibile solo nel profilo P1211	ANTICORPI ANTI-RECEPTORE GABA B [SERO/PLASMA]	encefaliti autoimmuni / superficie neuronale / anticorpi anti-gaba 1/2	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM061	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1212a richiedibile solo nel profilo P1212	ANTICORPI ANTI-RECEPTORE GLUTAMMATO NMDA [LIQUOR]	anticorpi anti-nmdar / superficie neuronale / superficie neuronale	Nessuna	Standard	Rachicentesi	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Liquor	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
KIM062	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1211a richiedibile solo nel profilo P1211	ANTICORPI ANTI-RECEPTORE GLUTAMMATO NMDA [SERO/PLASMA]	anticorpi anti-nmdar / encefaliti autoimmuni / superficie neuronale	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
334650	/	LN1	10.00	AOUC	1556	ANTIDEPRESSM TRICICLICI (TEST DI SCREENING) /S	antidepressivi triciclici screening	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	µg/L	Minima conc. misur.: 80 Borderline: 80 - 300 Positivo: 300 - 1000 Fortemente positivo: >1000	SI	250 / 200	3
5513	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207mg richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTI-GD18 IGG	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207mm richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTI-GD18 IGM	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5513	90.52.5	LA2	15	V	esame 1207g richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTI-GD3 IGG	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207im richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTI-GD3 IGM	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5532	90.55.1	LD1	13.00	V	1149o	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 [CA 125] [LIQUIDO ASCITICO]	ca -125 (liquido ascitico)	Nessuna	Standard	Raccolta	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Liquido Ascitico	Temperatura ambiente	U/mL	Non applicabile	NO		4
7218	90.55.1	LD1	13.00	V	1376	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 [CA 125] [SERO/PLASMA]	ca -125 (siero/plasma)	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	U/mL	0 - 35	NO		4
5534	90.55.2	LD1	6.90	V	1191	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 [CA 15.3] [SERO/PLASMA]	ca 15-3	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	U/mL	< 26	NO		4
5536	90.55.3	LD1	6.90	V	1149n	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 [CA 19.9] [LIQUIDO ASCITICO]	ca 19-9 (liquido ascitico)	Nessuna	Standard	Raccolta	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Liquido Ascitico	Temperatura ambiente	U/mL	Non applicabile	NO		4

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	Tempo di risposta		
																	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)	
5535	90.55.3	LD1	6.90	V	1375	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 [CA 19.9] [SIERO/PLASMA]	ca 19-9 gica	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	U/mL	0 - 39	NO		4	
5542	90.56.3	LD1	6.20	V	1373	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO [CEA] [SIERO/PLASMA]	cea	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	Non Fumatori: < 5 Fumatori: 6.5	NO		4	
KCC174	90.56.3	LD1	6.20	V	1014	ANTIGENE DEL CARCINOMA A CELLULE SCQUAMOSE (SCC), MARKER	scc	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	0.0 - 1.5	NO		15	
/	/		0.00	/	1022b	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) FREE/TOTAL	psa free/total, psa f/t	Nessuna						/	> 0.16	NO		3	
5546	90.56.6	LD1	11.00	V	1022a	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) LIBERO	psa libero, free psa, f/psa	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL		SI	120 / 90	3	
5545	90.56.5	LD1	11.00	V	1022	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)TOTALE	total psa, tpsa, psa totale	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	< 3.1	SI	120 / 90	3	
5547	90.56.9	LD1	6.00	V	1022c	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO [PSA] TEST REFLEX [S/P]	psa (reflex)				GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	< 3.1	SI	120 / 90	3	
5513	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207rg richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTI-GM1 IGG	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30	
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207rm richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTI-GM1 IGM	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30	
5513	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207gg richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTI-GM2 IGG	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30	
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207gm richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTI-GM2 IGM	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30	
5513	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207pg richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTI-GM3 IGG	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30	
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207pm richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTI-GM3 IGM	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30	

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5513	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207hg richiedibile solo nel profilo P1207e1	ANTI-GT1A IGG	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5512	90.52.5	LA2	27.65	V	esame 1207hm richiedibile solo nel profilo P1207e2	ANTI-GT1A IGM	anticorpi anti-gangliosidi e sulfatidi	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		30
5552	90.57.5	LG1	3.05	V	1051	ANTITROMBINA III FUNZIONALE [PLASMA]	antitrombina, at	Nessuna	Standard	Venoso	AZZURRO / Citrato di Na 0.109M	Plasma	Temperatura ambiente	%	70 - 130	SI	90 / 70	1
5076	90.08.4	LD1	5.00	V	1136	APOLIPOPROTEINA A1 [SIERO/PLASMA]	apolipoproteina a1, apo a1	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	g/L	0.97 - 2.00	NO		3
5079	90.08.5	LD1	5.00	V	1137	APOLIPOPROTEINA B [SIERO/PLASMA]	apolipoproteina b, apo b	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	g/L	0.55 - 1.67	NO		3
5081	90.09.1	LD1	5.10	V	1046	APTOGLOBINA [SIERO/PLASMA]	aptoglobina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	g/L	0.3 - 2.0	NO		3
PK1590	/	LN1	26.00	AOUC	1126c	ARIPIPRAZOLO [SIERO/PLASMA]		Nessuna	standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 10 Intervallo terapeutico: 150 - 500	NO		10
5082	90.09.2	LD%	2.00	V	1042_b	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (EMOLISI VIVO)	aspartato transaminasi, ast, got	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	UIL	Non applicabile	SI	90 / 80	3
5082	90.09.2	LD5	2.00	V	1042	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [SIERO/PLASMA]	aspartato transaminasi, ast, got	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	UIL	M: 5 - 40 F: 5-32	SI	90 / 80	3
PK1635		LN1	44.00	AOUC	1459	AVIBACTAM [SIERO/PLASMA]	avibactam	Nessuna	Standard	Venoso	VERDE / Eparinato di Lito	Plasma	Temperatura ambiente entro 4 ore dal prelievo	mg/L	Minima conc. misurabile: 1.5	NO	3	3
5083	90.40.8	LN1	27.75	V	1630	BARBITURICI [SIERO/PLASMA]	barbiturati screening	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Minima conc. misurabile: 0.25 Borderline: 0.25 - 1.0 Positivo: 1.0 - 6.0 Fortemente positivo: >6.0	SI	250 / 200	3
KCC172	90.69.2	LD1	27.40	V	1242c	BENCE JONES REFLEX	proteina di bence-jones reflex	Vedi #1004/11	Standard	Urina 24h	ROSSO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	Negativo	NO		6
5086	90.40.8	LN1	27.75	V	1557	BENZODIAZEPINE [SIERO/PLASMA]	benzodiazepine screening	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	µg/L	Minima conc. misurabile: 10 Borderline: 10 - 50 Positivo: 50 - 200 Fortemente positivo: >200	SI	250 / 200	3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5087	90.40.8	LN1	27.75	V	1558	BENZODIAZEPINE [URINA]	benzodiazepine screening, benzodiazepine urinarie	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	µg/L	Cut off: 200 µg/L su urina	SI	250 / 200	3
5089	90.10.1	LD1	6.00	V	1377	BETA2 MICROGLOBULINA [SERO/PLASMA]	beta2 microglobulina, b2 micro	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	1.2 - 2.5	NO		3
PK1331	/	LD7	10.00	AOUC	1570	BETA-CROSSLAPS (CTX PRODOTTI DI DEGRADAZIONE DEL COLLAGENE TIPO II, MARCATORE DI RIASSORBIMENTO)	beta-cross laps, beta ctx	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	M: 0.01 - 0.85 F: premenopausa: 0.02 - 0.57 postmenopausa: 0.1 - 1.0	NO		10
5093	90.10.4	LD1	2.00	V	1152i	BILIRUBINA (LIQUIDI CAVITARI)	bilirubina totale, tbil	Nessuna	Dipende dal sito di prelievo.	Raccolta Liquidi Cavitari	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquidi Cavitari	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile	SI	90 / 80	3
8271	90.10.7	LD1	1.15	V	1017	BILIRUBINA DIRETTA [SERO/PLASMA]	bilirubina diretta o coniugata, dbil	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	mg/dL	0.01 - 0.30	NO		3
KCC017	90.10.5	LD	2.00	V	1016a	BILIRUBINA REFLEX [SERO/PLASMA]	bilirubina totale, tbil	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	mg/dL	0.2 - 1.0	SI	90 / 80	3
5093	90.10.4	LD1	2.00	V	1016	BILIRUBINA TOTALE	bilirubina totale, tbil	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	mg/dL	0.2 - 1.0	SI	90 / 80	3
5093	90.10.4	LD1	2.00	V	1149i	BILIRUBINA TOTALE (LIQUIDO ASCITICO)	bilirubina totale, tbil	Nessuna	Paracentesi	Raccolta	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Ascitico	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile	SI	90 / 80	3
5097	90.40.8	LN1	27.50	V	1452	BUPRENORFINA [SERO/PLASMA]	Buprenorfina screening	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	ng/mL	cut off: 5.0	NO		7
5098	90.11.1	LH	10.00	V	1530	C PEPTIDE [SERO/PLASMA]	c-peptide, c-p	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	nmol/L	0.37 - 1.47	NO		4
7325	90.11.1	LH	10.00	V	1530a	C PEPTIDE POST PRANDIALE [SERO/PLASMA]	c-peptide, c-p	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	nmol/L		NO		4
KCC173	90.56.3	LD1	6.20	V	1024	CA72-4 MARKER	ca 72-4	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	U/mL	0.0 - 6.7	NO		4
5104	90.11.4	LD1	2.00	V	1056ld	CALCIO (FINE DIALISI)	calcemia	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: plasma con lito-eparina	Temperatura ambiente	mg/dL	8.6 - 10.2	SI	80 / 75	3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5107	90.11.7	LD8	10.00	V	1079	CALCIO IONIZZATO [SANGUE]	calcio ione 7.4) (pH	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO PICCOLA / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mg/dL	pH 7.35 - 7.45 4.30 - 5.30	NO		4
KCC020	90.11.4	LD	2.00	V	1057	CALCIO TOTALE - RACCOLTA 24H [URINA]	calciuria	Vedi I/1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	100 - 300	NO		3
5104	90.11.4	LD1	2.00	V	1056	CALCIO TOTALE [SIERO/PLASMA]	calcemia	Digiuno	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: plasma con litio-eparina	Temperatura ambiente	mg/dL	8.6 - 10.2	SI	80 / 75	3
5105	90.11.4	LD2	2.00	V	1057R	CALCIO TOTALE [URINA]	calciuria	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/dL	6.8 - 21.3	SI	80 / 75	3
5106	90.11.5	LH	15.00	V	6026	CALCITONINA (TEST)	calcitonina curva (determinazione di una curva in base a tempo scandito, esempio ogni 15 min, diversa dalla curva da carico)	Digiuno da 8 ore	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pg/mL		NO		14
KOR035	90.11.5	LH	12.35	V	1538	CALCITONINA [AGOASPIRATO]	calcitonina ago aspirato	Nessuna		Ago aspirato	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Ago aspirato	Refrigerato 4-8°C	pg/mL		NO		7
5106	90.11.5	LH	12.35	V	6025	CALCITONINA [SIERO/PLASMA]	calcitonina	Digiuno da 8 ore	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pg/mL	F: <1 - 4.8 M: <1 - 11.8	NO		14
5315	90.11.5	LH	12.35	V	6025a	CALCITONINA TEMPO 0 [SIERO/PLASMA]	calcitonina 0	Digiuno da 8 ore	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pg/mL	F: <1 - 4.8 M: <1 - 11.8	NO		14
7331	90.11.5	LH	12.35	V	6025c	CALCITONINA TEMPO 10 MIN [SIERO/PLASMA]	calcitonina 10 min	Digiuno da 8 ore	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pg/mL	F: <1 - 4.8 M: <1 - 11.8	NO		14
7332	90.11.5	LH	12.35	V	6025d	CALCITONINA TEMPO 20 MIN [SIERO/PLASMA]	calcitonina 20 min	Digiuno da 8 ore	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pg/mL	F: <1 - 4.8 M: <1 - 11.8	NO		14
7333	90.11.5	LH	12.35	V	6025e	CALCITONINA TEMPO 30 MIN [SIERO/PLASMA]	calcitonina 30 min	Digiuno da 8 ore	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pg/mL	F: <1 - 4.8 M: <1 - 11.8	NO		14
7334	90.11.5	LH	12.35	V	6025b	CALCITONINA TEMPO 5 MIN [SIERO/PLASMA]	calcitonina 5 min	Digiuno da 8 ore	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pg/mL	F: <1 - 4.8 M: <1 - 11.8	NO		14
5110	90.12.1	LD7	11.00	V	1300	CALCOLI URINARI [RICERCA SEMIQUANTITATIVA]	calcoli urinari	Nessuna	/	/	CONTENITORE APPOSITO	Calcoli	Temperatura ambiente	/		NO		20

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

			Tempo di risposta															
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5108	90.12.A	LD7	15.95	V	1708	CALPROTECTINA FECALE	calprotectina fecale, calgranulina fecale	Vedi I/1004/09	Standard	Feci	CONTENITORE APPOSITO	Feci	Refrigerato 4-8°C	microg/g	0 - 50	NO		14
5112	90.17.C	LN1	7.00	I	1564	CARBAMAZEPINA	0	Nessuna		Latte materno	CONTENITORE APPOSITO	Latte materno	Temperatura ambiente	mg/L		NO		15
5112	90.17.C	LN1	7.00	V	1563	CARBAMAZEPINA [SIERO/PLASMA]	carbamazepina	Nessuna	Prima dell'assunzione	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: plasma con sodio/fio eparina o EDTA	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 1 Intervallo terapeutico: 8.0 - 12.0	SI	250 / 200	3
7077	90.17.B	LN1	10.45	V	1626	CARBAMAZEPINA EPOSSIDO [SIERO/PLASMA]	carbamazepina epossido	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.2 Intervallo terapeutico: 0.5 - 3.0	NO		10
KIM080	90.47.C	LA2	10.95	V	1147w	CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA E LAMBDA [LIQUOR]	catene leggere libere immunoglobuliniche, fli	Nessuna	Rachicentesi	Liquido Lombare	PROVETTA SPECIALE FALCON	Liquor	Temperatura ambiente	mg/L	Non applicabile	NO		15
5542	90.56.3	LD1	11.00	V	1148l	CEA (LIQUIDO PLEURICO)	antigene carcinoembrionario, cea	Nessuna	Standard	Raccolta	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Liquido Pleurico	Temperatura ambiente	ng/mL	NA	NO		4
5542	90.56.3	LD1	11.00	V	1149m	CEA (LIQUIDO ASCITICO)	antigene carcinoembrionario, cea	Nessuna	Standard	Raccolta	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Liquido Ascitico	Temperatura ambiente	ng/mL	NA	NO		4
PK1637		LN3	44.00	AOUC	1461	CEFTAZIDIMA [SIERO/PLASMA]	cefazidima	Nessuna	Standard	Venoso	VERDE / Eparinato di Lito	Plasma	Temperatura ambiente entro 4 ore dal prelievo	mg/L	Minima conc. misurabile: 3.0	NO	3	3
PK1638		LN4	44.00	AOUC	1460	CEFTOLOZANO [SIERO/PLASMA]	cefotolozano	Nessuna	Standard	Venoso	VERDE / Eparinato di Lito	Plasma	Temperatura ambiente entro 4 ore dal prelievo	mg/L	Minima conc. misurabile: 1.5	NO	3	3
5114	90.12.5	LD1	5.00	V	1163	CERULOPLASMINA [SIERO/PLASMA]	ceruloplasmina	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	g/L	0.2 - 6.0	NO		3
5116	90.17.B	LN1	10.45	V	1140	CICLOSPORINA [SIERO/PLASMA]	ciclosporina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	GIALLO CHIARO GRANDE / EDTA	Sangue	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.misurabile: 5 Intervallo terapeutico: 100 - 400 Nota: "I" Range Terapeutico dipende dal	NO		4
5117	90.17.B	LN1	10.45	V	1141	CICLOSPORINA C2 [SIERO/PLASMA]	ciclosporina (2 ore)	Nessuna	2 ore dopo l'assunzione del farmaco	Venoso	GIALLO CHIARO GRANDE / EDTA	Sangue	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.misurabile: 5 Intervallo terapeutico: 800 - 1400	NO		4
5109	90.13.A	LD1	6.00	V	1199	CISTATINA C [SIERO/PLASMA]	cistatina c	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: plasma con lito-eparina	Temperatura ambiente	mg/L	0.61 - 0.95	NO		3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																	Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)	
PK1579	/	LN1	26.00	AOUC	1123	CITALOPRAM [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Mn.conc.mis: 8.0 Intervallo terapeutico: 50 - 110	NO		10	
7370	90.02.2	LD2	5.00	V	1280	CITRATI - RACCOLTA 24H [URINA]	citrato (urina)	Vedi i/1004/11	Standard	Urina 24h	VIOLA - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	320 – 1240	NO		25	
7370	90.02.2	LD2	5.00	V	1280a	CITRATURIA URINA SPOT	citrato (urina)	Vedi i/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VIOLA - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/L	Non applicabile	NO		28	
7078	90.17.B	LN1	10.45	V	1082	CLOBAZAM E METABOLITA [SIERO/PLASMA]	clobazam	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	ng/ml	Mn.conc.mis: 10 Intervallo terapeutico Clobazam: 30 - 300 Intervallo terapeutico Norclobazam: 300 - 3000	NO		10	
KFA002	90.17.B	LN1	10.45	V	1131	CLOMPRAMINA	clompramina e metabolita	Nessuna	Prima dell' assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	ng/ml	Clompramina: Mn.conc. misurabile: 6 Intervallo terapeutico: 90 - 250 Norclompramina:	NO		10	
7080	90.17.B	LN1	10.45	V	1568	CLONAZEPAM [SIERO/PLASMA]	clonazepam	Nessuna	Prima dell' assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Mn.conc. misurabile: 10 Intervallo terapeutico: 10 - 75	NO		10	
KCC023	90.13.3	LD	2.00	V	1073	CLORURO - RACCOLTA 24H [URINA]	cloro urina, cloruro	Vedi i/1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mEq/24h	110 - 250	NO		3	
5120	90.13.3	LD1	2.00	V	1054	CLORURO [SIERO/PLASMA]	cloro	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma lilo-eparina	Temperatura ambiente	mEq/L	95 – 110	SI	80 / 75	3	
5121	90.13.3	LD2	2.00	/	1073R	CLORURO [URINA]	cloro urina, cloruro	Vedi i/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mEq/L	46 - 168	NO		3	
7082	90.17.B	LN1	10.45	V	1701	CLOZAPINA [SIERO/PLASMA]	clozapina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Mn.conc. misurabile: 10 Intervallo terapeutico: 140 - 600	NO		10	
5305	90.39.7	LD8	6.90	V	1441	COBALTO [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	BLU-SCURO Specifica per elementi in tracce (ref 368380)	Siero	Refrigerato 4-8°C	microg/L	Mn.conc.mis: 0.05 Intervallo terapeutico: inf. a 0.61	NO		10	
5305	90.34.7	LD8	7.00	V	1441s (progetto MOM)	COBALTO SIERICO		Nessuna	Standard	Venoso	BLU-SCURO Specifica per elementi in tracce (ref 368380)	Siero	Refrigerato 4-8°C	microg/L	Mn.conc.mis: 0.05 Intervallo terapeutico: inf. a 0.61	NO		10	
5126	90.14.3	LD1	2.00	/	1148	COLESTEROLO (LIQUIDO PLEURICO)	colesterolo	Nessuna	Paracentesi	Raccolta	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Pleurico	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile	NO		3	

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5124	90.14.1	LD1	2.00	V	1009	COLESTEROLO HDL [SIERO/PLASMA]	colesterolo hdl, high-density lipoproteins, hdl	Digiuno di 8 ore	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma litio-eparina o EDTA	Temperatura ambiente	mg/dL	Basso rischio: < 40 Borderline: 40 - 60 Rischio basso: ≥ 60 Ref-HDL NCEP-ATP II class.	NO		3
5125	90.13.8	LD1	1.75	V	1010	COLESTEROLO LDL [SIERO/PLASMA]	colesterolo ldl, low-density lipoproteins, ldl	Digiuno di 8 ore	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma litio-eparina o EDTA	Temperatura ambiente	mg/dL	Optimale: <100 Borderline: 100-159 Alto: 160-189 Molto alto: ≥ 190 Ref-NCEP-ATP II class.	NO		3
5126	90.14.3	LD1	2.00	V	1008	COLESTEROLO TOTALE [SIERO/PLASMA]	colesterolo	Digiuno di 8 ore	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma litio-eparina o EDTA	Temperatura ambiente	mg/dL	Desiderabile: <200 Borderline: 200 - 240 Rischio alto: >240 Ref-NCEP-ATP II class.	NO		3
5127	90.14.4	LD5	2.00	V	1031	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	pseudocolinesterasi, pche, pche	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma litio-eparina o EDTA	Temperatura ambiente	UI/L	5320 - 12920	SI	90 / 80	3
5562	90.60.1	LA2	5.75	I	1479	COMPLEMENTO C1 INIBITORE [MET.FUNZIONALE] [SIERO/PLASMA]	inibitore c1 esterasi	Nessuna	Standard	Venoso	AZZURRO / Citrato di Na 0.109M	Plasma	Temperatura ambiente	%	70 - 130	NO		25
5564	90.60.2	LA2	4.00	V	1477	COMPLEMENTO C3 [SIERO/PLASMA]	frazione c3 del complemento	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente o a 37°C per pazienti crioglobulinemici	g/L	0.9 - 1.8	NO		3
5565	90.60.2	LA2	4.00	V	1478	COMPLEMENTO C4 [SIERO/PLASMA]	frazione c4 del complemento	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente o a 37°C per pazienti crioglobulinemici	g/L	0.1 - 0.4	NO		3
KEM026	90.62.2	LG1	4.00	V	1002 (Richiedibile come profilo)	CONTA PIASTRINE IN CITRATO	test edta-citrato e cpt	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA PICCOLA/ EDTA-K2 + AZZURRO / citrato Na + CPT lio	Sangue	Temperatura ambiente	/	Negativo	SI		1
PK1577	/	LH	40.00	AOUC	6000	COPEPTINA - PORZIONE C-TERMINALE PRE-PROADH	copeptina, porzione c-terminale per-proadh	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero, Plasma EDTA e eparina	Temperatura ambiente	pmol/L	Se condizione di polidipsia/poliuria: > 21.4 (valore indicativo di diabete insipido Nefrogenico) Se condizione di polidipsia/poliuria: > 21.4 (valore indicativo di diabete insipido Nefrogenico) Se condizione di	NO		20
PK1577	/	LH	40.00	I	6000a	COPEPTINA - PORZIONE C-TERMINALE PRE-PROADH (TEST)	copeptina, porzione c-terminale per-proadh	Test con Arginina	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero, Plasma EDTA e eparina	Temperatura ambiente	pmol/L	Se condizione di polidipsia/poliuria: > 21.4 (valore indicativo di diabete insipido Nefrogenico) Se condizione di polidipsia/poliuria: > 21.4 (valore indicativo di diabete insipido Nefrogenico) Se condizione di	NO		20
5128	90.37.1	LN2	19.40	V	1407	COPROPORFIRINE [URINA]	coproporfirine	Vedi §1004/11	Standard	Urina 24h	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente e al riparo dalla luce	microg/24h	< 200	NO		30
5130	90.15.2	LH	20.00	V	1505a	CORTICOTROPINA (ACTH) (TEST)	ormone adrenocorticotropico, acth curva (determinazione di una curva in base a tempo scandito, esempio ogni	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	ng/L				10
5130	90.15.2	LH	10.45	V	1505	CORTICOTROPINA [ACTH] [SIERO/PLASMA]	ormone adrenocorticotropico, acth	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	ng/L	9 - 52			10

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
7394	90.15.2	LH	10.85	V	1528d1	CORTICOTROPINA [ACTH] ORE 16 [SIERO/PLASMA]	acth	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Siero	Refrigerato 4-8°C					
7395	90.15.2	LH	10.85	V	1522d1	CORTICOTROPINA [ACTH] ORE 8 [SIERO/PLASMA]	ormone adrenocorticotropico, acth ritmo (determinazione ad un orario del giorno preciso, esempio: ore 8.00 am o	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	ng/L		NO		10
5131	90.15.3	LH	11.00	V	1514a	CORTISOLO (TEST)	cortisolo, cortisolo curva (determinazione di una curva in base al tempo scardito, esempio ogni 15 min)	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L		NO		4
5131	90.15.3	LH	10.35	V	1514	CORTISOLO [SIERO/PLASMA]	cortisolo	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
7396	90.15.3	LH	10.35	V	1514b2	CORTISOLO ORE 16 [SIERO/PLASMA]	cortisolo	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
7397	90.15.3	LH	10.35	V	1514b	CORTISOLO ORE 8 [SIERO/PLASMA]	cortisolo (determinazione ad un orario del giorno preciso, esempio: ore 8.00 am o ore 11 p.m.) rimane così?	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L		NO		4
7398	90.15.3	LH	10.35	V	1514a3	CORTISOLO TEMPO 0 [SIERO/PLASMA]	cortisolo 0 min	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
7399	90.15.3	LH	10.35	V	1514a9	CORTISOLO TEMPO 120 MIN [SIERO/PLASMA]	cortisolo	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
7400	90.15.3	LH	10.35	V	1514a4	CORTISOLO TEMPO 15 MIN [SIERO/PLASMA]	cortisolo 15 min	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
5317	90.15.3	LH	10.35	V	1514a1	CORTISOLO TEMPO - 15 MIN [SIERO/PLASMA]	cortisolo 15 min	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
7401	90.15.3	LH	10.35	V	1514a5	CORTISOLO TEMPO 30 MIN [SIERO/PLASMA]	cortisolo	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
7402	90.15.3	LH	10.35	V	1514a6	CORTISOLO TEMPO 45 MIN [SIERO/PLASMA]	cortisolo	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
7403	90.15.3	LH	10.35	V	1514a2	CORTISOLO TEMPO -5 MIN [SIERO/PLASMA]	cortisolo 5 min	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG.EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
7404	90.15.3	LH	10.35	V	1514a7	CORTISOLO TEMPO 60 MIN [SIERO/PLASMA]	cortisolo	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
7405	90.15.3	LH	10.35	V	1514a8	CORTISOLO TEMPO 90 MIN [SIERO/PLASMA]	cortisolo	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	ore 8: 138 - 635 ore 20: < 50% delle ore 8	NO		4
5136	90.15.6	LD5	6.00	V	1061	CREATININASI MB MASSA	ck mb massa, ckp mb, ck mb	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma con litio-epatina o EDTA	Temperatura ambiente	ng/mL	M: 0.01 - 6.22 F: 0.01 - 4.88	SI	90 / 80	3
5134	90.15.4	LD5	2.00	V	1027	CREATININASI [CPK O CK] [SIERO/PLASMA]	cpk, ck	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma con litio-epatina o EDTA	Temperatura ambiente	U/L	M: 39 - 308 F: 26 - 192	SI	90 / 80	3
5140	90.16.3	LD1	2.00	V	1181	CREATININA (LIQUIDO DRENAGGIO)	creatinina	Nessuna	Raccolta drenaggio	Raccolta Liquido Drenaggio	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Drenaggio	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile	NO		3
5140	90.16.3	LD1	2.00	V	1080fd	CREATININA (FINE DIALISI)	creatinina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma con litio-epatina o EDTA	Temperatura ambiente	mg/dL	0 - 12 mesi: 0.16 - 0.39 1 - 3 anni: 0.18 - 0.35 3 - 5 anni: 0.26 - 0.42 5 - 7 anni: 0.29 - 0.47 7 - 9 anni: 0.34 - 0.53 9 - 11 anni: 0.33 - 0.64	SI	80 / 70	3
5140	90.16.3	LD1	2.00	V	1080a	CREATININA (REFLEX)	creatinina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma con litio-epatina o EDTA	Temperatura ambiente	mg/dL	0 - 12 mesi: 0.16 - 0.39 1 - 3 anni: 0.18 - 0.35 3 - 5 anni: 0.26 - 0.42 5 - 7 anni: 0.29 - 0.47 7 - 9 anni: 0.34 - 0.53 9 - 11 anni: 0.33 - 0.64	SI	80 / 70	3
5141	90.16.3	LD2	2.00	V	1081b	CREATININA - RACCOLTA 24H [URINA]								/				
5140	90.16.3	LD1	2.00	V	1080	CREATININA [SIERO/PLASMA]	creatinina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma con litio-epatina o EDTA	Temperatura ambiente	mg/dL	0 - 12 mesi: 0.16 - 0.39 1 - 3 anni: 0.18 - 0.35 3 - 5 anni: 0.26 - 0.42 5 - 7 anni: 0.29 - 0.47 7 - 9 anni: 0.34 - 0.53 9 - 11 anni: 0.33 - 0.64	SI	80 / 70	3
5141	90.16.3	LD2	2.00	V	1081	CREATININA _MACCHINA_ (URINA)	creatinina (urina)	Vedi #1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/dL	Non in stampa	NO		3
5142	90.16.4	LD7	2.00	V	1083a	CREATININA CLEARANCE [S/P+U]	creatinina clearance	Nessuna (per campione di sangue) e Vedi #1004/11 (per campione urina)	Standard	Venoso / Urina 24h	GIALLO GRANDE senza anticoagulante con resina / GIALLO - Urina Senza conservante	Siero / Urina	Temperatura ambiente	mL/min	66 - 143	NO		3
					1518_1	CREATININA DI SERVIZIO	creatinina per acr	Vedi #1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	g/L		NO		10
					1518_2	CREATININA DI SERVIZIO	creatinina e2 urinario	Vedi #1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	g/L		NO		10

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																	Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)	
5140	90.16.3	LD1	2.00	V	1023_1	CREATININA PER IODIO	creatinina per iodio	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	g/L	0.8 - 1.5	NO		10	
5141	90.16.3	LD7	2.00	V	1023	CREATININA SCREENING SOSTANZE STUPEFACENTI	creatinina per screening sostanze stupefacenti, creatinina per screening tossicologico, creatinina per sis_1	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/dL	80 - 150	NO		3	
					1080d	CREATININA SERV.SIERO	creatinina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma con litio-epatina o EDTA	Temperatura ambiente	mg/dL	0 - 12 mesi: 0.16 - 0.39 1 - 3 anni: 0.18 - 0.35 3 - 5 anni: 0.26 - 0.42 5 - 7 anni: 0.29 - 0.47 7 - 9 anni: 0.34 - 0.53 9 - 11 anni: 0.33 - 0.64	SI	80 / 70	3	
141400	/	LD1	3	AOUC	1244	CRIOCRITO /S	criocrito	Nessuna	Standard (a 37°)	Venoso	ROSA - GRANDE Senza anticoagulante	Siero	37°C	%	Assente	NO		8	
5570	90.61.1	LD1	2	V	1239	CRIOGLOBULINE RICERCA [SIERO/PLASMA]	crioglobuline	Nessuna	Standard (a 37°)	Venoso	ROSA - GRANDE Senza anticoagulante	Siero	37°C	/	Negativo	NO		8	
5571	90.61.2	LD1	12.80	V	1241	CRIOGLOBULINE TIPIZZAZIONE [SIERO/PLASMA]	tipizzazione crioglobuline	Nessuna	Standard (a 37°)	Venoso (prelevare 3 provette)	ROSA - GRANDE Senza anticoagulante	Siero	37°C	/		NO		12	
5143	90.16.5	LN2	10.00	V	1442	CROMO [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	BLU-SCURO Specifica per elementi in tracce (ref 368380)	Siero	Refrigerato 4-8°C	microg/L	Min.conc.mis: 0.20 Intervallo terapeutico: inf. a 0.29	NO		10	
5143	90.16.5	LN2	10.00	V	1440s (progetto MOM)	CROMO SIERICO		Nessuna	Standard	Venoso	BLU-SCURO Specifica per elementi in tracce (ref 368380)	Siero	Refrigerato 4-8°C	microg/L	Min.conc.mis: 0.20 Intervallo terapeutico: inf. a 0.29	NO		10	
5189	90.16.6	LH	24.85	V	6029	CROMOGRANINA A [SIERO/PLASMA]	cya	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	ng/mL	0 – 76.3	NO		15	
5572	90.61.3	LD1	22.00	V	1148m	CYFRA 21-1 (LIQUIDO PLEURICO)	cyfra 21-1	Nessuna	Standard	Raccolta	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Liquido Pleurico	Temperatura ambiente	ng/mL	Non applicabile	NO		4	
5572	90.61.3	LD1	18.60	V	1012	CYFRA 21-1 [SIERO/PLASMA]	cyfra 21-1	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	0.0 - 3.3	NO		4	
5574	90.61.4	LG1	7.00	V	1026	D-DIMERO EIA [SANGUE]	d-dimero	Nessuna	Standard	Venoso	AZZURRO / Citrato di Na 0.109M	Plasma	Temperatura ambiente	ng/mL FEU	< 500	SI	100 / 60	1	
5146	90.17.2	LH	16.00	V	1517a	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DHEA-S) (TEST)	dhea-s	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	micromol/L	Bambini: 0.8 Donne: 0.9 - 7.3 Uomini: 3.3 - 14.4	NO		4	

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	Tempo di risposta		
																	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)	
5146	90.17.2	LH	13.60	V	1517	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO [DHEA-S] [SERO/PLASMA]	dhea-s	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	micromol/L	Bambini: 0.8 Donne: 0.9 - 7.3 Uomini: 3.3 - 14.4	NO		4	
5150	90.42.6	LD1	20.90	V	1900	DESIALO TRANSFERRINA [CDT] [SERO/PLASMA]	cdt (carbohydrate deficient transferrin)	Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	%	Negativo: < 1.7 Borderline: 1.7 - 2.0 Positivo: > 2.0	NO		10	
5148	90.17.C	LN1	7.00	V	1420	DESPRAMINA [SERO/PLASMA]	desipramina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Intervallo terapeutico: 10 - 500 Minima conc.misur: 5.0	NO		20	
7084	90.17.B	LN1	10.45	V	1627	DIAZEPAM [SERO/PLASMA]	diazepam	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc. misurabile: 8 Intervallo terapeutico: 200 - 2000	NO		10	
5208	90.17.C	LN1	7.00	V	1572	DIGOSSINA [SERO/PLASMA]	digossina	Nessuna	i campioni devono essere prelevati almeno 6-8 ore dopo l'ultima somministrazione del farmaco	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.misurabile: 0.3 Intervallo terapeutico: 0.9 - 2.0	SI	250 / 200	3	
5155	90.17.C	LN1	7.00	V	1421	DOXEPINA [SERO/PLASMA]	doxepina e metaboliti	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Doxepina: Intervallo terap: 10 - 200 Minima conc. misur: 5.0 Nordoxepina: Intervallo terap: <300	NO		20	
5156	90.40.8	LN1	27.75	V	1554	DROGHE D'ABUSO - AMFETAMINA [URINA]	amfetamine screening	Vedi	i/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	ug/L	Cut off: 500 µg/L su urina	SI	250 / 200	3
5159	90.40.8	LN1	27.75	V	1561	DROGHE D'ABUSO - CANNABINOLO DELTA 9 - TETRAIDRO [URINA]	cannabinoidi screening, cannabinoidi nelle urine, marijuana, hashish	Vedi	i/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	µg/L	Cut off: 50 µg/L su urina	SI	250 / 200	3
5161	90.40.8	LN1	27.75	V	1571	DROGHE D'ABUSO - COCAINA E METABOLITI [URINA]	cocaina urine, cocaina screening, benzoilecgonina	Vedi	i/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	µg/L	Cut off: 300 µg/L su urina	SI	250 / 200	3
8292	90.40.9	LN1	55.15	V	1599	DROGHE D'ABUSO - ETILGLUCURONIDE [URINA]	etilglucoronide, etg	Vedi	i/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	microg/L	Cut off: 500 µg/L su urina	NO		10
8880	90.40.8	LN1	27.75	V	1595	DROGHE D'ABUSO - FENTANIL [URINA]	fentanyl (screening)	Vedi	i/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	µg/L	Cut off: 1 µg/L su urina	SI	250/200	3
5160	90.40.9	LN1	55.15	V	1410	DROGHE D'ABUSO - KETAMINA [URINA]	ketamina (screening)	Vedi	i/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	ng/mL	cut off: 50	NO		3
5172	90.40.9	LN1	55.15	V	1584	DROGHE D'ABUSO - LSD [URINA]	lsd (test di screening)	Vedi	i/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	ng/mL	Positivo: superiore a 20 ng/mL	NO		15

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5162	90.40.8	LN1	27.75	V	1635	DROGHE D'ABUSO - MDMA [ECSTASY] [URINA]	ecstasy screening, ecstasy urinario, mdma-mde	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	µg/L	Cut off: 500 µg/L su urina	SI	250 / 200	3
5163	90.40.8	LN1	27.75	V	1586	DROGHE D'ABUSO - METADONE [URINA]	metadone (screening)	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	µg/L	Cut off: 300 µg/L su urina	SI	250 / 200	3
7444	90.40.8	LN1	27.75	V	1695	DROGHE D'ABUSO - METADONE ENANTIOMERI [SIERO/PLASMA]	enantiomeri del metadone	Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	250 - 400	NO		20
5166	90.40.8	LN1	27.75	V	1591	DROGHE D'ABUSO - OPPACET [URINA]	oppiacet (screening)	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	µg/L	Cut off: 300 µg/L su urina	SI	250 / 200	3
8879	90.40.8	LN1	27.75	V	1593	DROGHE D'ABUSO - OSSICODONE [URINA]	ossicodone (screening)	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	µg/L	Cut off: 300 µg/L su urina	SI	250/200	7
PK1581	/	LN1	26.00	AOU	1123b	DULOXETINA [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 5.0 Intervallo terapeutico: 30 - 120	NO		10
					1705	EGFR CLEARANCE CALCOLATA		Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma con litio-epatina o EDTA	Temperatura ambiente	Non applicabile	> 60 Si applica in pazienti di età compresa fra 18 e 75 anni	SI	80 / 70	3
5577	90.62.2	LG1	4.00	V	1004	EMOCROMO CON FORMULA [SANGUE]	esame emocromocitometrico	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - PICCOLA / EDTA -K2	Sangue	Temperatura ambiente	/	Adulte: G.B. 4.0 - 10.0 x 10 ⁹ /L G.R. M. 4.5 - 6.1 x 10 ⁶ /L F. 4.2 - 5.4	SI	90 / 60	1
5167	90.18.4	LD1	16.60	V	1379	ENOLASI NEURONESPECIFICA [NSE] [SIERO/PLASMA]	nse	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	0 - 13	NO		4
KCC029	90.17.E	LD5	17.45	/	1034	ENZIMA DI CONVERSIONE DELL'ANGIOTENSINA (ACE) [SIERO/PLASMA]	angiotensin converting enzyme, ace	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	U/L	8 - 52	NO		3
5168	90.18.5	LG2	15.60	V	6031	ERITROPOIETINA [SIERO/PLASMA]	eritropoietina, epo	Prelievo tra le ore 7:30 e 12 del mattino	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mU/mL	3.2 - 31.9	NO		15
PK1580	/	LN1	26.00	AOU	1123a	ESCITALOPRAM [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 8.0 Intervallo terapeutico: 15 - 80	NO		10
5191	90.19.2	LH	13.00	V	1518	ESTRADIOLO (E2)	17 beta - estradiolo, e2	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	pg/mL	Uomini: 11.3 - 43.2 Donne: fase follicolare: 12.4 - 223 fase ovulatoria: 41.3 -	NO		3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5191	90.19.2	LH	7.50	V	1499	ESTRADIOLO [E2] [SIERO/PLASMA]	17 beta estradiolo, e2	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	pg/mL	Non applicabile	NO		1
8754	90.19.2	LH	7.50	V	1620	ESTRADIOLO [E2] [URINA]	17 beta estradiolo urinario, e2 urinario	Vedi note per preparazione al prelievo (17 beta Estradiolo Urinario) D/1401/MQ/06 e Rf: 1 /J1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VIOLA - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	nmol/gr creat. Urinaria	F: fase follicolare: 0.2 - 11.0 fase ovulatoria: 14.7 - 51.5 fase luteinica: 14.7 -	NO		28
5195	90.20.1	LN1	6.00	V	1040	ETANOLO [SIERO/PLASMA]	etanolo (urgente)	Non usare alcol o altri disinfettanti volatili per l'area della venipuntura	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma (EDTA, Lito-Eparina)	Temperatura ambiente	g/L	Negativo: < 0.2	SI	150 / 100	3
5197	90.17.8	LN1	10.45	V	1575	ETOSUCCIMIDE [SIERO/PLASMA]	etosuccimide		Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 2.5 Intervallo terapeutico: 30 - 100	NO		7
5204	90.17.8	LN1	10.45	V	1121	EVEROLIMUS [SIERO/PLASMA]	everolimus (rad)		Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	GIALLO CHIARO GRANDE / EDTA	Sangue	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.misurabile: 1.5 Intervallo terapeutico: 3.0 - 8.0	NO		4
5626	90.64.2	LD1	4	V	1152n	FATTORE REUMATOIDE [LIQUIDI CAVITARI]	rf su liquido cavitario											
5627	90.64.2	LD1	4.00	V	1148p	FATTORE REUMATOIDE [LIQUIDO PLEURICO]	fattore reumatoide (gg/gm), rf		Nessuna	Toracocentesi	Raccolta	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Liquido Pleurico	Temperatura ambiente	IU/mL	Non applicabile	NO	3
5628	90.64.2	LD1	4	V	1151h	FATTORE REUMATOIDE [LIQUIDO SINOVIALE]	rf su liquido sinoviale											
5625	90.64.2	LD1	4.00	V	1480	FATTORE REUMATOIDE [SIERO/PLASMA]	fattore reumatoide (gg+igm), rf		Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente o a 37°C per pazienti crioglobulinemici	IU/mL	< 14	NO	3
5056	90.17.C	LN1	7.00	V	1628	FELBAMATO [SIERO/PLASMA]	felbamato		Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.5 Intervallo terapeutico: 30 - 60	NO		10
5215	90.17.C	LN1	7.00	V	1579	FENITOINA - DIFENILDANTOINA [SIERO/PLASMA]	fenitoina, dritoina		Prima dell'assunzione	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con sodio o litio eparina, EDTA)	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.8 Intervallo terapeutico: 10 - 20	SI	250 / 200	3
5214	90.17.C	LN1	7.00	V	1580	FENOBARBITALE [SIERO/PLASMA]	fenobarbital		Prima dell'assunzione	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con sodio o litio eparina, EDTA)	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 2.4 Intervallo terapeutico: 10 - 30	SI	250 / 200	3
7543	90.17.C	LN1	7.00	V	1566	FENOBARBITALE [SIERO/PLASMA]	fenobarbital		Nessuna	Latte materno	CONTENITORE APPOSITO	Latte materno	Temperatura ambiente	mg/L		NO		15

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG.EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
337060	/	LN1	10.00	/	1581	FENOTIAZINE (SCREENING QUALITATIVO)	fenotiazine screening (qualitativo)	Vedi #1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		3
5217	90.22.3	LD1	5.00	V	1158	FERRITINA [SIERO/PLASMA]	ferritina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina, EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	F: 15 - 150 M: 30 - 400	NO		3
5219	90.22.5			V	1157a	FERRO (TEST DA CARICO)	ferro	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	microg/dL	Non applicabile	NO		3
5219	90.22.5	LD1	2.00	V	1021	FERRO [SIERO/PLASMA]	ferro	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	microg/dL	M: 59 - 158 F: 37 - 145	NO		3
5218	90.22.5	LD8	2.00	V	1160	FERRO [URINA]	ferro (urina)	Vedi #1004/11 (per raccolta Urina 24h) o Note preparazione al prelievo D12401/MQ106 Rif. 1 (per Desferal test se	Standard	Urina 24h	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	microg/24h	< 600	NO		30
PK1471	/	LD7	39.00	AUC	1304a	FGF23 FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23	fgf23 (intatto)	Nessuna	Standard	Venoso	ROSA PICCOLA / con Aptotrina (KSE 15% - Aptotrin 250 KUJ)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	pg/ml	23.2 - 95.4	NO		30
5641	90.64.6	LG1	3.00	V	1060	FIBRINOGENO [PLASMA]	fibrinogeno di claus, fb	Nessuna	Standard	Venoso	AZZURRO / Citrato di Na 0.109M	Plasma	Temperatura ambiente	mg/dL	200 - 400	SI	90 / 60	1
PK1175	/	LN1	26.00	AUC	1123c	FLUOXETINA [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 25 Intervallo terapeutico: 120 - 500	NO		10
PK0848	/	LN1	26.00	AUC	1123e	FLUVOXAMINA [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 20 Intervallo terapeutico: 60 - 230	NO		10
5222	90.23.2	LD1	5.15	V	1144	FOLATO [SIERO/PLASMA]	folati	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	ng/mL	3.89 - 26.8	NO		3
6	90.35.2	LH	27.1	V	P1522b	FOLLITROPINA [FSH] - DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6), INCLUSA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO BASALE	fsh											
5223	90.23.3	LH	6.20	V	1522	FOLLITROPINA [FSH] [SIERO/PLASMA]	ormone follicolo-stimolante, fsh	Nessuna	Standard o a determinati intervalli di tempo (se sotto stimolo) (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	mIU/mL	M: 1.5 - 12.4 F: fase follicolare: 3.5 - 12.5 fase ovulatoria: 4.7 - 21.5	NO		3
6206	90.70.4	LG2	5.00	V	1004a_1	FORMULA LEUCOCITARIA	formula leucocitaria	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - PICCOLA / EDTA - K2	Sangue	Temperatura ambiente	/	Neutrofili 1.50 - 7.50 x 10 ⁹ /L 75.0 % Eosinofili 0.00 - 0.70 x 10 ⁹ /L 0.0 - 7.0 % Basofili 0.00 - 0.20	SI	90 / 60	1

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
6206	90.62.2	LG1	4.00	V	1004a_q	FORMULA LEUCOCITARIA [SANGUE]	esame morfologico plt e gr	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - PICCOLA / EDTA-K2	Sangue	Temperatura ambiente	-		NO		1
5224	90.23.4	LD5	2.00	V	1075	FOSFATASI ACIDA [SIERO/PLASMA]	fosfatasi acida	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	UIL	F: 0.1 - 6.5 M: 0.1 - 6.6	NO		25
5225	90.23.5	LD5	2.00	V	1030	FOSFATASI ALCALINA [SIERO/PLASMA]	fosfatasi alcalina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	UIL	0 - 14 giorni: 83 - 248 15 giorni - 1 anno: 122 - 469 1 - 10 anni: 142 - 335 10 - 13 anni: 129 - 417 13 - 15 anni: M: 116 -	SI	90 / 80	3
5226	90.24.1	LD5	12.95	V	1013	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO [SIERO/PLASMA]	fosfatasi alcalina ossea, alp ossea, bap, fao	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	microg/L	5.5 - 24.6	NO		14
5228	90.24.3	LD1	2.00	V	1059	FOSFATO INORGANICO [SIERO/PLASMA]	fosforo	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	mg/dL	1 - 30 giorni: M: 3.9 - 6.9 F: 4.3 - 7.7 1 - 12 mesi: M: 3.5 - 6.6 F: 3.7 - 6.5 1-3 anni: M: 3.1 - 6.0 F: 3.4 - 6.0	NO		3
5229	90.24.3	LD2	2.00	V	1074R	FOSFATO INORGANICO [URINA]	fosforo (urina) fosforo urine spot	Vedi #1004/44	Standard	Campione estemporaneo	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/dL	40 - 136	NO		3
KCC178	90.24.3	/	2.00	V	1074	FOSFATO INORGANICO RACCOLTA 24h [URINA]	fosforo (urina)	Vedi #1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	400 - 1300	NO		3
5287 (t. -20°) 7545 (t. 0°) 7546 (t. 30°) 7547 (t. 60°)	90.23.3	LH	10.00	V	1522a	FSH (TEST) TEMPO 20' TEMPO 0' TEMPO 30' TEMPO 60' IL TEST UNICO HA CAMBIATO	ormone follicolo-stimolante, fsh	Nessuna	Standard o a determinati intervalli di tempo (se sotto stimolo) (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	mIU/mL	M: 1.5 - 12.4 F: fase follicolare: 3.5 - 12.5 fase ovulatoria: 4.7 - 21.5	NO		3
7110	90.17.8	LN1	10.45	V	1617	GABAPENTIN [SIERO/PLASMA]	gabapentin	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Mn.conc.mis: 0.50 Intervallo terapeutico: 2 - 20	NO		10
5236	90.25.5	LD5	2.00	V	1029	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI [GAMMA GT] [SIERO/PLASMA]	gamma - gt, ggf	Digiuno di 8 ore	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	UIL	F: 6 - 42 M: 10 - 71	SI	90 / 80	3
5237	90.26.1	LH	14.10	V	6034a	GASTRINA [SIERO/PLASMA]	gastrina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	11.0 - 60.0	NO		20
7550	90.26.1	LH	14.1	V	6034b	GASTRINA TEMPO 0 MIN [SIERO/PLASMA]	gastrina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	11.0 - 60.0	NO		20
7551	90.26.1	LH	14.1	V	6034f	GASTRINA TEMPO 10 MIN [SIERO/PLASMA]	gastrina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	11.0 - 60.0	NO		20

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5320	90.26.1	LH	14.10	V	6033	GASTRINA TEMPO -10 MIN [SERO/PLASMA]	gastrina test, gastrina curva (determinazione di una curva in base a tempo scandito, esempio ogni 15 min) rimane così?	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	11.0 - 60.0	NO		20
7552	90.26.1	LH	14.1	V	6034g	GASTRINA TEMPO 15 MIN [SERO/PLASMA]	gastrina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	11.0 - 60.0	NO		20
7553	90.26.1	LH	14.1	V	6034c	GASTRINA TEMPO 2.5 MIN [SERO/PLASMA]	gastrina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	11.0 - 60.0	NO		20
7554	90.26.1	LH	14.1	V	6034h	GASTRINA TEMPO 30 MIN [SERO/PLASMA]	gastrina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	11.0 - 60.0	NO		20
7555	90.26.1	LH	14.1	V	6034d	GASTRINA TEMPO 5 MIN [SERO/PLASMA]	gastrina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	11.0 - 60.0	NO		20
7556	90.26.1	LH	14.1	V	6034e	GASTRINA TEMPO 7.5 MIN [SERO/PLASMA]	gastrina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	11.0 - 60.0	NO		20
5072	90.17.C	LN1	7.00	V	1173	GENTAMICINA [SERO/PLASMA]	gentamicina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.mis: 0.3 Intervallo Terapeutico: <2.0	NO		5
5072	90.17.C	LN1	19.00	V	1174	GENTAMICINA POST-DOSE (PICCO)	gentamicina post-dose (picco)	Nessuna	30 minuti dopo infusione o 60 minuti se i.m.	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.mis: 0.3 Intervallo terapeutico: 5 - 12	NO		5
KCC032	90.25.7	LH	3.15	V	1535	GLOBULINA DA TRASPORTO ORMONI SESSUALI (SHBG) [SERO/PLASMA]	proteina legante ormoni sessuali, sex hormone binding globulin, shbg	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente per brevi periodi	nmol/L	M: 12.9 - 61.7 F: 19.0 - 131.0	NO		3
5239	90.26.3	LH	9.70	V	6036	GLUCAGONE [SERO/PLASMA]	glucagone	Nessuna	Standard	Venoso	ROSA PICCOLA con Aptotrina (K3C 15% - Aptotrin 250 KU)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	pg/mL	< 250.0	NO		30
5241	90.26.6	LD1	18.00	V	1178	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO) DIG-60-120	glicemia, oggt-75		Standard (20)	Venoso	GRIGIO / Fluoruro di Lito	Plasma	Temperatura ambiente	mg/dL	Base < 110 Dopo 120 min <140	SI	90 / 70	3
5244	90.27.1	LD1	2.00	V	1064fd	GLUCOSIO (FINE DIALISI)	glicemia		Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 - 110	SI	90 / 70	3
5244	90.27.1	LD1	2.00	V	1069	GLUCOSIO (POST PRANDIALE)	glucosio p.p.	Vedi	I/1004/21	Venoso	GRIGIO / Fluoruro e ossalato	Plasma	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile	NO		3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
					1190	GLUCOSIO (STICK)	glicemia poct		Pungiglio, goccia sangue	Sangue capillare		Siero		mg/dL	65 - 110	NO		1
5246	90.27.1	LD2	2.00	V	1005	GLUCOSIO (URINA) RIVEDERE I CODICI SIA DI QUESTO CHE GLUCOSIO CONCENTRAZIONE	glucosio (urina)	Vedi §1004/11	Standard	Urina 24h refrigerata	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Refrigerato 4-8°C	mg/24h	Assente	NO		3
5244	90.27.1	LD1	2.00	V	1264	GLUCOSIO (ESTERNI)	glucosio x esterni	Digiuno da almeno 7 ore	Standard	Venoso	GRIGIO / Fluoruro di Litio	Plasma	Temperatura ambiente	mg/dL	65 - 110	SI	90 / 70	3
5246	90.27.1	LD2	2.00	V	1091	GLUCOSIO - RACCOLTA 24H [URINA]	glucosio (urina)	Vedi §1004/44	Standard	Campione estemporaneo	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Refrigerato 4-8°C	mg/dL	1a urina del mattino: 6 - 20 Urina randomizzata: 1 - 15	NO		3
5242	90.26.5	LD1	8.00	V	1192	GLUCOSIO [CURVA DA CARICO] (IG-30-60-90-120-150-180)	glicemia, ogg-75g		Standard (20)	Venoso	GRIGIO / Fluoruro di Litio	Plasma	Temperatura ambiente	mg/dL	In gravidanza: base <92 dopo 60 min <180 dopo 120 min <153	SI	90 / 70	3
8301	90.27.1	LD1	2.00	V	1147d (Richiedibile solo nell'analisi multipla 1147)	GLUCOSIO [LIQUOR]		Nessuna	Rachicentesi	Liquor	PROVETTA SPECIALE FALCON	Liquor	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile			
5244	90.27.1	LD1	2.00	V	1064	GLUCOSIO [SIERO/PLASMA]	glicemia	Digiuno da almeno 7 ore	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 - 110	SI	90 / 70	3
7565	90.27.1	LD2	2	V	1066a	GLUCOSIO [SIERO/PLASMA] TEMPO 0	glicemia 0	Digiuno da almeno 7 ore	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 - 110	SI	90 / 70	3
7566	90.27.1	LD2	2	V	1066f	GLUCOSIO [SIERO/PLASMA] TEMPO 120 MIN	glicemia 120	Digiuno da almeno 7 ore	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 - 110	SI	90 / 70	3
KCC037	90.27.1	LD2	2	V	1066g	GLUCOSIO [SIERO/PLASMA] TEMPO 150 MIN	glicemia 150	Digiuno da almeno 7 ore	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 - 110	SI	90 / 70	3
KCC038	90.27.1	LD2	2	V	1066h	GLUCOSIO [SIERO/PLASMA] TEMPO 180 MIN	glicemia 180	Digiuno da almeno 7 ore	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 - 110	SI	90 / 70	3
7567	90.27.1	LD2	2	V	1066b	GLUCOSIO [SIERO/PLASMA] TEMPO 30 MIN	glicemia 30	Digiuno da almeno 7 ore	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 - 110	SI	90 / 70	3
7568	90.27.1	LD2	2	V	1066c	GLUCOSIO [SIERO/PLASMA] TEMPO 45 MIN	glicemia 45	Digiuno da almeno 7 ore	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 - 110	SI	90 / 70	3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
7569	90.27.1	LD2	2	V	1066d	GLUCOSIO [SIERO/PLASMA] TEMPO 60 MIN	glicemia 60	Digiuno da almeno 7 ore	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 – 110	SI	90 / 70	3
7570	90.27.1	LD2	2	V	1066e	GLUCOSIO [SIERO/PLASMA] TEMPO 90 MIN	glicemia 90	Digiuno da almeno 7 ore	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma)	Temperatura ambiente	mg/dL	65 – 110	SI	90 / 70	3
5247	90.27.2	LD4	5.40	V	1033b	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI [GGPDH] [SANGUE]	ggpdh	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - PICCOLA / EDTA - K2	Sangue fresco	Temperatura ambiente	Ulg Hb	Uomo: Normale: >9.5 Intermedio: 2.8 - 9.4 Carente: <2.7 Donna: Normale: > 10.2	NO		16
5250	90.27.5	LH	3.55	V	1525	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITÀ BETA, MOLECOLA INTERA)	gonadotropina corionica umana (hcg), bhcg, betahcg.	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con lito sperma ed EDTA)	Temperatura ambiente	UIL	Donne premenopausa: <2 Donne postmenopausa: <7 Gravidanza: 4° sett: 10 - 750	SI	100 / 90	3
5248	90.27.3	LH	2.05	V	1539	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA) [URINA]	thcg urinario, gravindex, tig, test di gravidanza	Vedi V1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VIOLA - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	/	Negativo: < 25 U di HCG	NO		2
5249	90.27.4	LH	13.00	V	1494	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITÀ BETA FRAZIONE LIBERA) [SIERO/PLASMA]	subunità beta libera della gonadotropina corionica umana, fbhcg, free beta hcg	Vedi Note preparazione al prelievo (Duo Test) D/1401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	I risultati non sono valutabili singolarmente ma unitamente ai parametri ecografici per il calcolo di rischio nello screening del primo	SI		7
5649	90.66.6	LG2	30.00	V	1048	HB - EMOGLOBINA ASSETTO (HbF, HbA2, Hb ANOMALE)	emoglobina a2, emoglobine anomale, emoglobina fetale, assetto emoglobinico	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA PICCOLA / EDTA - K2	Sangue	Temperatura ambiente	%	Hb A2: 2.0 - 3.3% Hb anomala: assente Hb Fetale: <1.0%	NO		6
5649	90.66.7	LG1	10.00	V	1048	HB - EMOGLOBINA ASSETTO (HbF, HbA2, Hb ANOMALE)	screening emoglobinopatie sangue cordonale e	Nessuna		Raccolta	VIOLA / EDTA - K2 (10.8mg)	Sangue cordonale	Temperatura ambiente	%	Vedi ICBT Linee guida sullo Screening delle Emoglobinopatie: www.centronazionalesangue.it	NO		6
5251	90.28.1	LD1	6.00	V	1068	HB - EMOGLOBINA GLICATA [SANGUE]	emoglobina a1c	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - PICCOLA / EDTA - K2	Sangue	Temperatura ambiente	mmol/mole	20 - 38 mmol/mole Livello decisionale per la diagnosi di diabete: 48 mmol/mole	NO		5
KOR003	90.17.6	LH	23.80	V	1495	HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP-A [SIERO/PLASMA]	proteina plasmatica a associata alla gravidanza, papp-a	Vedi Note preparazione al prelievo (Duo Test) D/1401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mU/mL	Nota all' esame: I risultati non sono valutabili singolarmente ma unitamente ai parametri ecografici per il calcolo di rischio nello screening del primo	NO		7
				/	1240x	HYDRASHIFT		Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente o a 37°C per pazienti crioglobulinemici	/	Non si evidenziano componenti monoclonali	NO		10
	90.69.4	LA2	6	V	1246d (Richiedibile solo come multipla 1246)	IGG/SIERO (CAMERON)		Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	g/L				5
293800	90.69.4	LA2	6	V	1246a (Richiedibile solo come multipla 1246)	IGG/URINE (CAMERON)		Nessuna	Standard	Campione estemporaneo	ROSSO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile			5

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	Tempo di risposta		
																	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)	
5253	90.17.C	LN1	7.00	V	1422	IMPRAMINA [SIERO/PLASMA]	imipramina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Intervallo terap.: 50 - 350 Minima conc. misur.: 6.0	NO		20	
6176	90.69.2	LD1	27.40	V	1240	IMMUNOFISSAZIONE [SIERO/PLASMA]	sife	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente o a 37°C per pazienti crioglobulinemici	/	Non si evidenziano componenti monoclonali	NO		6	
6182	90.69.4	LA2	6.00	V	1238c su nomenclatore altro codice	IMMUNOGLOBULINA IGG	igg	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente o a 37°C per pazienti crioglobulinemici	g/L	7.0 - 16.0	NO		3	
5256	90.28.7	LA2	19.75	V	1113	IMMUNOGLOBULINE CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA E LAMBDA [SIERO/PLASMA]	catene leggere libere immunoglobuliniche, fic	Nessuna		Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Catene Kappa Libere: 3.3 - 19.4 Catene Lambda Libere: 5.7 - 26.3 Rapporto Kappa/Lambda: 0.26 -	NO		5	
6180	90.69.4	LA2	3.35	V	1238b	IMMUNOGLOBULINE IGA [SIERO/PLASMA]	iga	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente o a 37°C per pazienti crioglobulinemici	g/L	0.7 - 4.0	NO		3	
6181	90.69.4	LA2	3.35	V	1147i (Richiedibile solo nel profilo 1971)	IMMUNOGLOBULINE IGG [LIQUOR]		Nessuna	Rachicentesi	Liquido Lombare	PROVETTA SPECIALE FALCON	Liquor	Temperatura ambiente	g/L	Non applicabile			15	
6182	90.69.4	LA2	3.35	V	1147m (Richiedibile solo nel profilo 1971)	IMMUNOGLOBULINE IGG [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	g/L	7.0 - 16.0			15	
6183	90.69.4	LA2	3.35	V	1238a	IMMUNOGLOBULINE IGM [SIERO/PLASMA]	igm	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente o a 37°C per pazienti crioglobulinemici	g/L	0.4 - 2.3	NO		3	
PK0809	/	LN1	21.00	/	1622	INDAGINE FARMACOTOSSICOLOGICA (QUALITATIVA)	indagine farmaco-tossicologica qualitativa	Vedi	I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	/	Non pertinenti. Risultato espresso qualitativamente e con nota libera di commento.	NO		15
940176	/	LD2	5.00	/	1246	INDICE DI CAMERON	indice di cameron	Nessuna Vedi I/1004/44 (per campione urina)	e	Standard	Venoso / Urina campione estemporaneo	BEIGE Senza anticoagulante / ROSSO - Urina Senza conservante	Siero / Urina	Temperatura ambiente	/	Proteinuria selettiva: < 0.2 Proteinuria non selettiva: > 0.2	NO		5
				/	1147n	INDICE DI LINK	indice di link	Nessuna	Rachicentesi / Standard	Liquido Lombare / Venoso	PROVETTA SPECIALE FALCON / BEIGE Senza anticoagulante	Liquor / Siero	Temperatura ambiente	/	< 0.7	NO		10	
KOR004	90.28.C	LD2	16.85	/	1497	INIBINA B [SIERO/PLASMA]	inibina b, inhibina b dimerica	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	pg/mL	M: 0 - 16 aa: 40 - 352 > 16 aa: 25 - 325 F: 0 - 14 aa: 0.5 - 83 Pre-menopausa: 0.5 -	NO		30	
5258	90.28.5	LH	10.00	V	1523b	INSULINA (POST PRANDIALE)	insulina curva da carico, post prandiale	Vedi	I/1004/21	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mU/L			4	

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5258	90.28.5	LH	26.95	V	1523a	INSULINA [CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI]	insulina test (determinazione di una curva in base a tempo scandito, esempio ogni 15 min, diversa dalla curva da carico)	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	Non applicabile			4
5259	90.29.1	LH	5.95	V	1523	INSULINA [SERO/PLASMA]	insulina	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7755	90.29.1	LH	5.95	V	1523a1	INSULINA TEMPO 0 [SERO/PLASMA]	insulina 0	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7756	90.29.1	LH	5.95	V	1523a5	INSULINA TEMPO 10 MN [SERO/PLASMA]	insulina 10	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7768/7758?	90.29.1	LH	5.95	V	1523b1	INSULINA TEMPO 120 [SERO/PLASMA]	insulina 120	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7759	90.29.1	LH	5.95	V	1523a6	INSULINA TEMPO 15 MN [SERO/PLASMA]	insulina 15	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7760	90.29.1	LH	5.95	V	1523b2	INSULINA TEMPO 150 [SERO/PLASMA]	insulina 150	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7761	90.29.1	LH	5.95	V	1523b3	INSULINA TEMPO 180 [SERO/PLASMA]	insulina 180	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7762	90.29.1	LH	5.95	V	1523a2	INSULINA TEMPO 2.5 MN [SERO/PLASMA]	insulina 2.5	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7763	90.29.1	LH	5.95	V	1523a7	INSULINA TEMPO 30 MN [SERO/PLASMA]	insulina 30	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7764	90.29.1	LH	5.95	V	1523a3	INSULINA TEMPO 5 MN [SERO/PLASMA]	insulina 5	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7765	90.29.1	LH	5.95	V	1523a8	INSULINA TEMPO 60 [SERO/PLASMA]	insulina 60	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
7766	90.29.1	LH	5.95	V	1523a4	INSULINA TEMPO 7.5 MN [SERO/PLASMA]	insulina 7.5	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

															Tempo di risposta			
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
7767	90.29.1	LH	5.95	V	1523a9	INSULINA TEMPO 90 [SIERO/PLASMA]	insulina 90	Digiuno da almeno 8 ore	Standard (20)	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	mUI/L	3 - 17	NO		4
6193	90.35.2	LT1	27.10	V	1000	INTERLEUCHINA 6 [SIERO/PLASMA]	il 6	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	pg/mL	< 7.0	SI		3
5308	90.27.6	LD8	6.90	V	1618	IODO [URINA]	iodio	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	microg/g creat.	Min.conc.misurabile: 20 Intervallo terapeutico: 50 - 150	NO		9
KCC094	91.5R.H	LD	40	V	1139 (richiedibile come profilo)	ISOELETTROFOCUSING DELLA TRANSFERRINA SERICA	beta 2 transferrina	Nessuna	Standard	Secrezione / Venoso	PROVETTA SPECIALE FALCON / BEIGE senza anticoagulante	Secrezione / Siero	Temperatura ambiente	/	Assente Nota all'esame: "La presenza di Beta 2 Transferrina nelle secrezioni nasali e"	NO		10
				/	1147k	K - INDEX (RICHIEDIBILE SOLO NEL PROFILO 1147A)	k - index	Nessuna	Rachicentesi / Standard	Liquido Lombare / Venoso	PROVETTA SPECIALE FALCON / BEIGE Senza anticoagulante	Liquor / Siero	Temperatura ambiente	/	NA	NO		15
5057	90.17.B	LN1	10.45	V	1411	LACOSAMIDE [SIERO/PLASMA]	lacosamide	Prima dell'assunzione del farmaco		Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Intervallo terapeutico: 1 - 10 Min.conc. misurabile: 1.0	NO		10
7768	90.17.B	LN1	10.45	V	1583a	LAMOTRIGINA [LATTE MATERNO] HPLC	lamotrigina			Latte materno	CONTENITORE APPOSITO	Latte materno	Temperatura ambiente	mg/L		NO		10
7141	90.17.B	LN1	10.45	V	1583	LAMOTRIGINA [SIERO/PLASMA]	lamotrigina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc. misurabile: 0.5 Intervallo terapeutico: 1 - 14	NO		10
331000	90.29.2	LD5	2.00	V	1028_b	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) EMOLISI VIVO	ldh	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	UI/L	Non applicabile	SI	90 / 80	3
7770	90.29.2	LD5	2	V	1148r	LATTATO DEIDROGENASI [LDH] [LIQUIDO PLEURICO]	ldh su liquido pleurico											
5261	90.29.2	LD5	2.00	V	1028	LATTATO DEIDROGENASI [LDH] [SIERO/PLASMA]	ldh	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	UI/L	F: 135 - 214 M: 135 - 225	SI	90 / 80	3
KOR039	90.35.2	/	27.10	V	6048	LEPTINA	leptina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	Pubertà: 2.7 - 6.7 Adulti maschi: 0.2 - 7.4 Adulti femmine: 0.0 - 25.8	NO		30
7090	90.17.B	LN1	10.45	V	1694	LEVETIRACETAM [SIERO/PLASMA]	levetiracetam	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.mis: 0.5 Intervallo terapeutico: 10 - 40	NO		10

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5288 (t. -20') 7821 (t. 0') 7822 (t. 30') 7823 (t. 60')	90.32.3	LH	10.00	V	1528a	LH (TEST) TEMPO -20' TEMPO 0' TEMPO 30' TEMPO 60' SU NOMENCLATORE	Luteotropina, ormone lutealizzante, lh	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	mU/mL	M: 1.7 - 8.6 F: fase follicolare: 2.4 - 12.6 fase ovulatoria: 14.0 - 95.6	NO		3
5268	90.30.2	LD%	4.00	V	1039a	LIPASI (REFLEX)	lipasi	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	UIL	13 - 60	NO		3
5268	90.30.2	LD5	4.00	V	1039	LIPASI [SIERO/PLASMA]	lipasi	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	UIL	13 - 60	NO		3
5269	90.30.3	LG1	7.40	V	1011	LIPOPROTERINA (A) [SIERO/PLASMA]	lp (a)	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	< 300	NO		3
5270	90.30.4	LD7	5.25	V	P1906 1149 1149e 1149e1 1149e2	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO [ASCITICO]	liquido ascitico	Nessuna	Paracentesi	Raccolta	ROSSO GRANDE Senza anticoagulante + VIOLA EDTA + BEIGE Senza anticoagulante + BLU ELETTRICO Senza anticoagulante	Liquido Ascitico	Temperatura ambiente	/	Leucociti Mononucleati Polimorfonucleati Albumina Proteine Totali Glucosio	SI		1
5273	90.30.4	LD7	5.25	V	1150	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO [PERICARDICO]	liquido pericardico	Nessuna	Toracentesi	Raccolta	ROSSO GRANDE / Senza anticoagulante	Liquido Versamento Pericardico	Temperatura ambiente	/	Leucociti Mononucleati Polimorfonucleati Glucosio Proteine totali	SI		1
5275	90.30.4	LD7	5.25	V	1148	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO [PLEURICO]	liquido pleurico	Nessuna	Toracentesi	Raccolta	ROSSO GRANDE Senza anticoagulante + VIOLA EDTA + BEIGE Senza anticoagulante	Liquido Versamento Pleurico	Temperatura ambiente	/	Leucociti Mononucleati Polimorfonucleati Trigliceridi Colesterolo CEA	SI		1
5283	90.32.1	LD7	9.05	V	1151	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO [SINOVIALE]	liquido sinoviale	Nessuna	Artrocentesi	Raccolta	ROSSO GRANDE Senza anticoagulante + VIOLA EDTA + BEIGE Senza anticoagulante + BLU ELETTRICO Senza anticoagulante con	Liquido Sinoviale	Temperatura ambiente	/	Leucociti Mononucleati Polimorfonucleati Glucosio Proteine totali Cristalli	SI		1
5276	90.30.4	LD7	5.25	V	1152	LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO [VERSAMENTI CAVITARI]	liquido cavitario	Nessuna	Dipende dal sito di prelievo	Raccolta Liquidi Cavitari	ROSSO GRANDE senza anticoagulante + VIOLA EDTA	Liquido Cavitario	Temperatura ambiente	/	Leucociti Mononucleati Polimorfonucleati Glucosio Proteine totali	NO		3
6178	90.69.2	LD2	27.40	V	1147r	LIQUOR - BANDE OLIGOCLONALI	bande oligoclonali nel liquor, och	Nessuna	Rachicentesi / Standard	Liquor lombare / Venoso	PROVETTA SPECIALE FALCON / BEIGE Senza anticoagulante	Liquor / Siero	Temperatura ambiente	/	Assenza bande oligoclonali	NO		15
292500	/	LD7	4.00	/	1147	LIQUOR : ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO /MV	liquor	Nessuna	Rachicentesi Drenaggio ventricolare / Standard	Liquor / Venoso	PROVETTA SPECIALE FALCON / GIALLO CHARO GEL	Liquor / Siero	Temperatura ambiente	/	Aspetto: Limpido Colore: incolore Proteine: < 0.45 g/L Cloruri: 118 - 132 mEq/L Leucociti: 0 - 5 microl.	SI		1
5284	90.32.2	LD8	9.90	V	1417	LITIO [SIERO/PLASMA]	litio	Prima dell' assunzione	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con EDTA o sodio eparina)	Temperatura ambiente	mEq/L	Intervallo terapeutico: 0.4 - 1.2 Min.conc.misurabile: 0.2	SI		3
PK1586	/	LN1	26.00	AOUC	1126e	LORAZEPAM [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 10 intervallo terapeutico: 20 - 250	NO		10

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
PK1587	/	LN1	26.00	/	1126f	LORMETAZEPAM [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 3.0 Intervallo terapeutico: 5 - 25	NO		10
KOR017	90.35.2	LH	27.1	V	P1528b	LUTEOTROPINA [LH] - DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) INCLUSA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO BASALE	lh											
5286	90.23.3	LH	6.20	V	1528	LUTEOTROPINA [LH] [SIERO/PLASMA]	ormone lutealizzante, lh	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	mIU/mL	M: 1.7 - 8.6 F: fase follicolare: 2.4 - 12.6 fase ovulatoria: 14.0 - 95.6	NO		3
KOR027	90.38.8	LH	6.35	V	1639 1640 1639a	MACROPROLATTINA [SIERO/PLASMA]	prolattina, macro recupero % (dopo precipitazione)	Paziente a riposo per 20 minuti	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	%	Si ottiene per calcolo presenza di macroprolattina: recupero > 50%	NO		30
5290	90.32.5	LD1	2.00	V	1047	MAGNESIO TOTALE [SIERO/PLASMA]	magnesio	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	mg/dL	Da 0 a 5 mesi 1.5 - 2.2 Da 6 mesi a 6 anni 1.7 - 2.3 Da 7 anni a 12 anni 1.7 - 2.1 Da 13 a 20 anni 1.7 -	SI	80 / 75	3
5291	90.32.5	LD8	2	V		MAGNESIO TOTALE [URINA]	magnesio urinario	Standard	Campione estemporaneo	Urina	GIALLO URINA/ Senza conservante	urina	temperatura ambiente					
KCC179	90.32.5	/	2.00	V	1070	MAGNESIO TOTALE RACCOLTA 24H [URINA]	magnesio (urina)	Vedi I/1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	72.9 - 121.5	NO		3
7091	91.52.2	LN1	37.00	V	1424	MAPROTLINA	maprotilina	Prelievo prima dell'assunzione del farmaco	Prima dell'assunzione	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Intervallo terap.: 75 - 130 Minima conc.misur.: 5.0	NO		20
PK1462	/	LN1	16.00	AOUC	1553a	MEROOPENEM: DOSAGGIO LC-MS	meropenem		Prima dell'assunzione (base) e 30' dopo fine infusione (picco)	Venoso	VERDE Eparinato di litio	Plasma	In ghiaccio	mg/L	Min. conc. misurabile: 0.5	NO	3	3
5024	90.03.6	LN1	19.80	V	1612	METANEFRENE [URINA]	metanefrine	Vedi I/1004/25	Standard	Urina 24h	BIANCO - Urina / Tappo a vite con acidificante	Urina	Temperatura ambiente	microg/24h	Min.conc.misurabile: 10 microg/L <320	NO		10
5205	90.17.C	LN1	7.00	V	1605	METOTREXATO [SIERO/PLASMA]	metotressato	Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	micromol/L	Min.conc.misurabile: 0.04 Basso dosaggio: 0.04 - 0.5 Alto dosaggio: < 5.0	SI		4
5298	90.33.5	LD1	4.30	V	1062	MOGLOBINA [SIERO/PLASMA]	mioglobina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	M: 28 - 72 F: 25 - 58	SI	90 / 80	3
5299	90.33.5	LD1	4.30	V	1065	MOGLOBINA [URINA]	mioglobina (urina)	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	ng/mL	Non applicabile	SI	90 / 80	3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG.EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
					1215	MISURA COMPONENTE MONOCLONALE SERICA	dosaggio componente monoclonale	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	g/L		NO		7
5206	90.17.B	LN1	10.45	V	1451	MITOTANE [SERO/PLASMA]	mitotane	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.5 Intervallo terapeutico: 14 - 20	NO		10
PK1604		LD4	39.00	Aouc	1712	NGAL (NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN) [URINA]	lipocalina granulocitaria associata alla gelatinasi, ngal urinaria	Vedi v1004/44	Standard	Campione estemporaneo	GIALLO - URINA / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	ng/mL	0 - 200	SI		3
7092	90.17.B	LN1	10.45	V	1590	NITRAZEPAM [SERO/PLASMA]	nitrazepam	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 10 Intervallo terapeutico: 30 - 100	NO		10
PK1173	/			/	1123d	NORFLUOXETINA	norfluoxetina (dismetilfluoxetina)	Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 50 Intervallo terapeutico: 120 - 500	NO		10
5025	90.03.6	LN1	19.55	V	1613	NORMETANEFRINE [URINA] 24h	normetanefrina	Vedi v1004/25	Standard	Urina 24h	BIANCO - Urina / Tappo a vite con acidificante	Urina	Temperatura ambiente	microg/24h	Min.conc.misurabile: 10 microg/L <390	NO		10
5304	90.17.C	LN1	7.00	V	1423	NORTRIPTILINA [SERO/PLASMA]	nortriptilina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	intervallo terap.: 20 - 200 minima conc.misur.: 5.0	NO		20
5167	90.18.4	LD1	19.00	V	1148o	NSE (LIQUIDO PLEURICO) SU NOMENCLATORE CAMBIATO NOME ENOLASI NEURONESPECIFICA	enolasi n.s., nse	Nessuna	Standard	Raccolta	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Liquido Pleurico	Temperatura ambiente	ng/mL	Non applicabile	NO		4
PK1173	/			/	1123k	O-DESMETILVENLAFAXINA		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 10 Intervallo terapeutico: 100 - 400	NO		10
PK1591	/	LN1	26.00	Aouc	1126a	OLANZAPINA [SERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 3.0 Intervallo terapeutico: 20 - 80	NO		10
5151	90.17.G	LH	28.00	V	1520	ORMONE ANTI-MULLERIANO [SERO/PLASMA]	amh	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	M: < 60 gg: 15.11 - 266.59 61gg - 18 aa: non disponibili >18 aa: 0.73 - 16.05	NO		10
5313	90.35.1	LH	9.30	V	1614	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 0 [SERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14
5321	90.35.1	LH	9.3	V	1614a1	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 0 [SERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
7944	90.35.1	LH	9.3	V	1614a8	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 120 MN [SIERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14
KOR005	90.35.1	LH	9.3	V	1614a9	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 180 [SIERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14
KOR006	90.35.1	LH	9.3	V	1614a2	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 20 [SIERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14
7945	90.35.1	LH	9.3	V	1614a3	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 30 MN [SIERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14
KOR007	90.35.1	LH	9.3	V	1614a4	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 40 [SIERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14
7946	90.35.1	LH	9.3	V	1614a5	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 45 MN [SIERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14
7947	90.35.1	LH	9.3	V	1614a6	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 60 MN [SIERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14
7948	90.35.1	LH	9.3	V	1614a7	ORMONE SOMATOTROPO [GH] TEMPO 90 MN [SIERO/PLASMA]	somatotropina, ormone della crescita, gh	12 ore a digiuno	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	F: 0.06 - 6.88 M: 0.02 - 1.23	NO		14
KCC045	90.34.7	LD	1.25	V	1117	OSMOLALITA', DETERMINAZIONE DIRETTA [SIERO/PLASMA]	osmolalita'	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLA PICCOLA / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mOsm/Kg	285 - 295	NO		6
KCC046	90.34.7	LD	1.25	V	1118	OSMOLALITA', DETERMINAZIONE DIRETTA [URINA]	osmolalita' (urina)	Vedi #1004/44	Standard	Campione estemporaneo	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mOsm/Kg	300 - 1100	NO		6
5326	90.35.3	LD2	8.35	V	1281	OSSALATI-RACCOLTA 24H [URINA]	ossalati (urina)	Vedi #1004/22	Standard	Urina 24h	WOLA - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	Uomini : 7 - 44 Donne : 4 - 31 Bambini: 13 - 38	NO		25
5327	90.35.4	LH	17.20	V	1303	OSTEOCALCINA [BGP]	osteocalcina	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	11 - 43	NO		10
5200	90.17.C	LN1	7.00	V	1544	PARACETAMOLO [ACETAMINOFENE] [SIERO/PLASMA]	paracetamolo (acetaminofene), tachipirina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLA GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 1.2 Intervallo terapeutico: 10 - 30	SI	250 / 200	3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG.EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5328	90.35.5	LH	24.00	V	6056	PARATORMONE (INTRAOPERATORIO)	pth (intraoperatorio), pth	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	Non applicabile	NO		1
KOR038	90.35.5	LH	12.00	V	1534	PARATORMONE [PTH] [AGO ASPIRATO]	paratormone (ago aspirato), pth	Nessuna		Ago aspirato	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Ago aspirato	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	Non applicabile	NO		4
5328	90.35.5	LH	12.00	V	1304	PARATORMONE [PTH] [PLASMA]	pth (1-84)	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	pg/mL	14.9 - 56.9	NO		4
7095	90.17.8	LN1	10.45	V	1123f	PAROXETINA [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 10 Intervallo terapeutico: 30 - 120	NO		10
5207	90.36.6	LH	18.00	V	1153	PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE N-TERMINALE [NT PRO BNP] [SIERO/PLASMA]	n-terminale del peptide natriuretico cerebrale, nt-probnp	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina o EDTA)	Temperatura ambiente	pg/mL	1 - 125	SI	120 / 90	3
6370	90.62.2	LG1	4.00	V	1864	PIASTRINE RETICOLATE [SANGUE]	piastrine reticolate, ipf	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - PICCOLA / EDTA - K2	Sangue	Temperatura ambiente	%	< 11	NO		1
5331	90.36.3	LD8	10.00	V	1400	PIOMBO [SIERO/PLASMA]	piombo (sangue)	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO CHIARO GRANDE / EDTA	Sangue	Temperatura ambiente	microg/L	fino a 46.9	NO	29	30
5332	90.36.3	LD8	10.00	V	1401	PIOMBO [URINA]	piombo (urina)	Vedi I/1004/11	Standard	Urina 24h	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	microg/24h	2 - 80 Min.conc.misurabile: 0.2	NO	29	30
8352	90.35.2	LD7	27.10	V	1585	PLGF PLACENTAL GROW FACTOR [SIERO/PLASMA]	placental growth factor, fattore crescita placentare, plgf	Vedi Note preparazione al prelievo (Duo Test) Di/1401/MQ/06 Ref. 1	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	pg/mL	I risultati non sono valutabili singolarmente ma unitamente ai parametri ecografici per il calcolo di rischio nello screening del primo	NO		7
5334	90.36.5	LD1	11.05	V	6074	POLYPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO [VP] [SIERO/PLASMA]	peptide intestinale vasoattivo, vip	Nessuna	Standard	Venoso	ROSA PICCOLA / con Aprotinina (KOE 15% - Aprotinin 250 KIU)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	7.3 - 25.4	NO		30
382200	/	LH	34.00	AOUC	6054	POLYPEPTIDE PANCREATICO (PP)/S	polipeptide pancreatico, pp	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	< 100.0	NO		30
5337	90.37.1	LN1	19.40	V	1405	PORFIRINE [RICERCA QUALITATIVA E QUANTITATIVA]	porfirine totali	Vedi I/1004/11	Standard	Urina 24h	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente e al riparo dalla luce	microg/24h	50 - 300	NO		30
5338	90.37.2	LD2	6.40	V	1404	PORFOBILINOGENO [URINA]	porfobilinogeno	Vedi I/1004/11	Standard	Urina 24h	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	Fino a 2.0	NO		30

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5340	90.37.4	LD1	2.00	V	1053ld	POTASSIO (FINE DIALISI)	potassio, k	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mEq/L	3.5 - 5.1	SI	80 / 75	3
KCC050	90.37.4	LD	2.00	V	1072	POTASSIO - RACCOLTA 24H [URINA]	potassio (urina)	Vedi I/1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mEq/24h	25 - 125	NO		3
5340	90.37.4	LD1	2.00	V	1053	POTASSIO [SIERO/PLASMA]	potassio, k	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mEq/L	3.5 - 5.1	SI	80 / 75	3
5341	90.37.4	LD2	2.00	V	1072R	POTASSIO [URINA]	potassio, k	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mEq	20 - 80	NO		3
KCC051	90.37.6	LD1	2.70	I	1236	PREALBUMINA [SIERO]	transtiretina, tr	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	200 - 400	NO		3
5342	90.17.B	LN1	10.45	V	1594	PRIMIDONE [SIERO/PLASMA]	primidone	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.4 intervallo terapeutico: 4 - 12	NO		8
PK1622 (Richiedibile solo dai reparti di Area Critica)	/	LH	60.00	I	1248 (Richiedibile solo dai reparti di Area Critica)	PROADM	proadrenomedullina, proadm	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - PICCOLA / EDTA-K2	Plasma	Temperatura ambiente	nmol/L	< 0.50	SI	6 ore	
PK1104	/	LN1	38.00	Aouc	1119	PROCALCITONINA-MARKER DI SEPSI-DOSAGGIO METODO LIA	procalcitonina, pct	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	< 0.5	SI	120 / 90	3
5343	90.38.1	5343	90.38.1	V	1531a	PROGESTERONE (TEST)	progesterone, pg	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	M: 0.01 - 0.149 F: fase follicolare: 0.057 - 0.893 fase ovulatoria: 0.121 - 12			3
5343	90.38.1	LH	13.00	V	1498	PROGESTERONE (FMET)	progesterone, pg	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	M: 0.01 - 0.149 F: fase follicolare: 0.057 - 0.893 fase ovulatoria: 0.121 - 12	NO		3
5343	90.38.1	LH	7.90	V	1531	PROGESTERONE [SIERO/PLASMA]	progesterone, pg	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	M: 0.01 - 0.149 F: fase follicolare: 0.057 - 0.893 fase ovulatoria: 0.121 - 12	NO		3
5344	90.38.2	LH	10.00	V	1533b	PROLATTINA (RITMO)	prolattina, prl	Paziente a riposo per 20 minuti	Standard o ad intervalli prestabiliti se sotto stimolo (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	F: 4.79 - 23.3 M: 4.04 - 15.2	NO		3
5344	90.38.2	LH	7.10	V	1533	PROLATTINA [PRL] [SIERO/PLASMA]	prolattina, prl	Paziente a riposo per 20 minuti	Standard o ad intervalli prestabiliti se sotto stimolo (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	F: 4.79 - 23.3 M: 4.04 - 15.2	NO		3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																	Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)	
8021	90.38.2	LH	7.10	V	1533a	PROLATTINA [PRL] SECONDO PRELIEVO DOPO RIPOSO [SIERO/PLASMA]	prolattina, prl	Paziente a riposo per 20 minuti	Standard o ad intervalli prestabile se sotto stimolo (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	ng/mL	F: 4.79 - 23.3 M: 4.04 - 15.2	NO		3	
KOR026	90.37.7	LH	26.55	V	1569	PROPEPTIDE AMINO-TERMINALE DEL PROCOLLAGENE TIPO 1 (P1NP) [SIERO]	total p1np, tp1np, procollagen type i n-terminal propeptide	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ng/mL	M: 14.00 - 85.00 F: Pre-menopausa: 15-58 Post-menopausa: 16-74	NO		10	
KCC068	90.56.A	LO	20.60	V	1567	PROTEINA 4 DELL'EPIDIDIMO UMANO (HE4) [SIERO]	he4, human hepididymis prot	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	pmol/L	< 40 anni: <60.5 40-49 anni: <76.2 50-59 anni: <74.3 60-69 anni: <82.9 > 70 anni: 104	NO		10	
6217	90.72.3	LD1	3.25	V	1475	PROTEINA C REATTIVA [QUANTITATIVA] [SIERO/PLASMA]	proteina c reattiva, pcr	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	mg/L	< 5	NO		3	
Richiedibile solo interni				/	1409	PROTEINA C REATTIVA HS (QUANTITATIVA)	pcr ultrasensibile, pcr hs	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	< 3	NO		3	
5254	90.69.2	LD2	27.40	V	1242	PROTEINA DI BENCE JONES QUALITATIVA (IMMUNOFISSAZIONE) [URINA]	bence jones (qualitativa)	Vedi I/1004/44 oppure I/1004/11	Standard	Campione estemporaneo o Urina 24h	ROSSO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	-	Negativo Nota all'esame: "Determinazione eseguita secondo le linee guida IFCC"	NO		6	
5255	90.39.1	LD2	10.00	V	1243	PROTEINA DI BENCE JONES QUANTITATIVA [URINA]	bence jones (quantitativa)	Vedi I/1004/11	Standard	Urina 24h	ROSSO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	Negativo Nota all'esame: "Determinazione eseguita secondo le linee guida IFCC"	NO		6	
KCC069	90.72.6	LD1	6.45	V	1371	PROTEINA S 100 [SIERO]	proteina s-100	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	ug/L	< 0.11	NO		10	
5349	90.38.4	LD1	6.00	V	1222	PROTEINE ELETTROFORESI [SIERO]	protidogramma, spe	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente o a 37°C per pazienti crioglobulinemici	%	Albumina: 53 - 66 Alfa 1 Globuline: 2.9 - 7.4 Alfa 2 Globuline: 7.1 - 12.5	NO		3	
5354	90.39.1	LD2	10.00	V	1003	PROTEINE ELETTROFORESI [URINA]	elettroforesi proteine urinarie, uspe	Vedi I/1004/44 oppure I/1004/11	Standard	Campione estemporaneo o Urina 24h	ROSSO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	/	Proteinuria fisiologica	NO		10	
KCC053	90.38.5	LD	2.00	V	1044	PROTEINE TOTALI - RACCOLTA 24H [URINA]	proteine (uc1p)	Vedi I/1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	< 140	NO		3	
8356	90.38.5	LD1	2	V	1151g	PROTEINE TOTALI [LIQUIDO SINOVIALE]	p/ tp su liquido sinoviale												
8357	90.38.5	LD1	2.00	V	1147c (Richiedibile solo nell'analisi multipla 1147)	PROTEINE TOTALI [LIQUOR]				Rachicentesi	PROVETTA SPECIALE FALCON	Liquor	Temperatura ambiente	g/dL	0.45			3	

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

Tempo di risposta																		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
8358	90.38.5	LD1	2	V	1148s	PROTEINE TOTALI [LIQUIDO PLEURICO]	p/tp su liquido pleurico											
5351	90.38.5	LD1	2.00	V	1035	PROTEINE TOTALI [SIERO/PLASMA]	proteine	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con lito eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	g/dL	6.0 - 8.2	SI	90 / 80	3
5352	90.38.5	LD2	2	V		PROTEINE TOTALI [URINA]	tp urine	urina	standard	urina	GIALLO - URINA / senza conservante	urina	temperatura ambiente					
5355	90.39.2	LG1	6.00	V	1402	PROTOPORFIRINA ERITROCITARIA [SANGUE]	protoporfirine g.f., protoporfirine eritrocitarie	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO CHIARO GRANDE / EDTA	Sangue	Temperatura ambiente	microg/dL GR.	< 80	NO		30
283640		LD5	5.00	AOUC		PSEUDOCOLINESTERASI (CHE) NUMERO DI DIBUCANA/IS	pseudocolinesterasi, pche, pche	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero Altra matrice: Plasma lito-eparina o EDTA	Temperatura ambiente	UIL	5320 - 12920	SI	90 / 80	3
PK1178	/	LN1	26.00	/	1126	QUETIAPINA		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 4.0 Intervallo terapeutico: 100 - 500	NO		10
/			18.00	/	1147o	QUOZIENTE ALBUMINICO	quoziente albuminico	Nessuna	Rachicentesi / Standard	Liquido Lombare / Venoso	PROVETTA SPECIALE FALCON / BEIGE senza anticoagulante	Liquor / Siero	Temperatura ambiente	/	< 7	NO		10
5358	90.39.4	LD8	4.90	V	1161	RAMME [SIERO/PLASMA]	rame	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO PICCOLA / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.misurabile: 20 Valori di riferimento: 600 - 1600	NO		30
5359	90.39.4	LD8	4.90	V	1164	RAMME [URINA]	rame (urina)	Vedi V1004/11	Standard	Urina 24h	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	microg/24h	Min.conc.misurabile: 20 microg/L <70	NO		30
PK1573	/	LD7	62.00	AOUC	1585a	RAPPORTO SFLT1/PLGF PER LA DIAGNOSI DI DISFUNZIONE PLACENTARE	sflt1-plgf	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero		Calcolo	<38			7
5361	90.39.6	LG1	15.00	V	1247	RECIETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRINA [SIERO/PLASMA]	recettore solubile tranferrina, trf	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con lito eparina)	Temperatura ambiente	mg/L	M: 2.2 - 5.0 F: 1.9 - 4.4	NO		3
8750	90.40.2	LH	26.00	V	1542a	RENINA (ORTOSTATISMO)	renina (orto)	Vedi note preparazione al prelievo (Ortostatismo e Dieta normosodica) D/1401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	mUIL	4.4 - 46.1	NO		14
8024	90.40.2	LH	22.75	V	6013a	RENINA ATTIVATA [SIERO/PLASMA]	renina											

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG.EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
8028	90.40.2	LH	22.75	V	6013	RENINA ATTIVITA' CLINOSTATISMO [SIERO/PLASMA]	angiotensina (clino), gra clino, attività reninica plasmatica clinostatismo	Vedi note preparazione al prelievo (Clinostatismo e Dieta normosodica) D/L401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	ng/mLora	0.32 - 1.84	NO		30
5363	90.40.2	LH	22.75	V	6012	RENINA ATTIVITA' ORTOSTATISMO [SIERO/PLASMA]	angiotensina (orto), gra orto, attività reninica plasmatica ortostatismo	Vedi note preparazione al prelievo (Ortostatismo e Dieta normosodica) D/L401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	ng/mLora	0.60 - 4.18	NO		30
8750	90.40.2	LH	26.00	V	1542	RENINA DOSAGGIO (CLINOSTATISMO)	renina (clino)	Vedi note preparazione al prelievo (Clinostatismo e Dieta normosodica) D/L401/MQ/06 Rif. 1	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Plasma	Temperatura ambiente	mUI/L	2.8 - 39.9	NO		14
PK1639		LG1	24.00	AOUC		RESISTENZE OSMOTICHE ERTROCIPTARIE [SANGUE]	resistenze osmotiche eritrocitarie	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - PICCOLA / EDTA - K2	Sangue	Temperatura ambiente	%	Test iper-resistenza > 70% Test iper-resistenza < 30%	NO		15
6225	90.74.5	LG1	5.00	V	1018	RETICULOCITI [CONTEGGIO] [SANGUE]	reticulociti	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - PICCOLA / EDTA-K2	Sangue	Temperatura ambiente	/	Reticulociti #: maschi 0.0371-0.1213 x 10 ¹² /L femmine 0.0268-0.0905 x 10 ¹² /L Reticulociti %: 0.6 - 2.1 Frazione L %: 87.2 -	NO		2
PK0809	/	LN1	21.00	AOUC	1622a	RICERCA FARMACOTOSSICOLOGICA QUALITATIVA (RICOVERATI O CONVENZIONI)	indagine farmacotossicologica qualitativa		Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	/	Non pertinenti. Risultato espresso qualitativamente e con nota libera di commento.	NO		30
MLV174	CL		63.76	LML	1440c	RICERCA FINO A 5 ELEMENTI CHIMICI ICP-MS IN SANGUE O URINA (CROMO, COBALTO, ECC)	metalli civetta											10
KFA001	90.17.B	LN1	10.45	V	1412	RUFINAMIDE	rufinamide		Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Intervallo terapeutico: 5 - 30 Min. conc. misurabile: 0.5	NO		10
5201	90.17.C	LN1	7.00	V	1596	SALICILATI [SIERO/PLASMA]	salicilati	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con EDTA e litio epatina)	Temperatura ambiente	mg/L	Min conc. misurabile: 3 Intervallo terapeutico: 150 - 300	SI	250 / 200+W321-AB321	3
5213	90.21.4	LD7	6.00	V	1287	SANGUE OCCULTO - ESAME SCREENING [FECE]	sangue occulto nelle feci	Vedi i/1004/33	Standard	Feci	CONTENITORE APPOSITO	Feci	Temperatura ambiente	ng/mL	Negativo: 50 - 90 Dubbio: 90 - 110 Positivo: > 110	NO		3
8361	90.21.4	LD7	6.00	V	1287a	SANGUE OCCULTO - FECE [CAMPIONE 1]	sangue occulto (feci)	Vedi i/1004/33	Standard	Feci	CONTENITORE APPOSITO	Feci	Temperatura ambiente	ng/mL	Negativo: 50 - 90 Dubbio: 90 - 110 Positivo: > 110	NO		3
8362	90.21.4	LD7	6.00	V	1288	SANGUE OCCULTO - FECE [CAMPIONE 2]	sangue occulto (feci)	Vedi i/1004/33	Standard	Feci	CONTENITORE APPOSITO	Feci	Temperatura ambiente	ng/mL	Negativo: 50 - 90 Dubbio: 90 - 110 Positivo: > 110	NO		3
8363	90.21.4	LD7	6.00	V	1289	SANGUE OCCULTO - FECE [CAMPIONE 3]	sangue occulto (feci)	Vedi i/1004/33	Standard	Feci	CONTENITORE APPOSITO	Feci	Temperatura ambiente	ng/mL	Negativo: 50 - 90 Dubbio: 90 - 110 Positivo: > 110	NO		3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
				V	1036b	SATURAZIONE DELLA TRANSFERRINA	tsat	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE GEL/senza anticoagulante	Siero	Temperatura Ambiente	%	Femmine 15% - 40% Maschi 20% - 50%	NO		3
			21.00	/	1135 (Richiedibile come profilo)	SCREENING SOSTANZE STUPEFACENTI	screening sostanze stupefacenti	Vedi V1004/44	Standard	Campione estemporaneo	MARRONE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	Varie	Anfetamine (Cod. DNLAB 1554) Benzodiazepine (Cod. DNLAB 1558) Cocaina (Cod. DNLAB 1571)	SI		3
320600	/	LD1	23.00	AOUC	1638	SEROTONINA EMATICA TOTALE, PLASMATICA E PIASTRINICA /S	serotonina	Vedi V1004/26	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Refrigerato 4-8°C	microg/L	Min.conc.mis. 20 40 - 200	NO		10
PK1180	/	LN1	26.00	AOUC	1123g	SERTRALINA [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 5.0 Intervallo terapeutico: 10 - 150	NO		10
				/	1520b	SFLT-1		Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	pg/mL				7
8755	90.75.1	LA2	4.00	LAR	1206	SIERO AMILOIDE A [SIERO/PLASMA]	siero amiloide a, saa	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	< 6.4	NO		8
7101	90.17.B	LN1	10.45	V	1122	SIROLIMUS [SIERO/PLASMA]	rapamicina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	GIALLO CHIARO GRANDE / EDTA	Sangue	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.misurabile: 1.5 Intervallo terapeutico: 4.0 - 20.0	NO		10
5366	90.40.4	LD1	2.00	V	1052fd	SODIO (FINE DIALISI)	sodio	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mEq/L	135 - 145	SI	80 / 75	3
KCC057	90.40.4	LD	2.00	V	1071	SODIO - RACCOLTA 24H [URINA]	sodio (urina)	Vedi V1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mEq/24h	40 - 220	NO		3
5366	90.40.4	LD1	2.00	V	1052	SODIO [SIERO/PLASMA]	sodio	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	mEq/L	135 - 145	SI	80 / 75	3
5367	90.40.4	LD2	2.00	V	1071R	SODIO [URINA]	sodio urine spot	Vedi V1004/44	Standard	Campione estemporaneo	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mEq/L	54.0 - 150.0			3
5369	90.40.6	LH	16.00	V	6043	SOMATOMEDINA C (IGF-1)	insulin-like growth factor 1, igf-1	Digiuno da almeno 8 ore	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	Vedi Valori di riferimento IGF-1 D1/401/MQ/10 Rif. 2	NO		14
5369	90.40.7	LH	15.00	V	6044	SOMATOMEDINA C (IGF1) [SIERO/PLASMA]	insulin-like growth factor 1, somatomedina c, igf-1 curva (determinazione di una curva in base a tempo scatto, esempio ogni 15 min.	Digiuno da almeno 8 ore	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	Non applicabile	NO		14

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG.EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
KCC049	90.35.6	LD	16.80	V	6064	SOMATOSTATINA [SIERO]	somatostatina	Nessuna	Standard	Venoso	ROSA PICCOLA / con Aprotina (K3E 15% - Aprotin 250 KU)	Plasma	Refrigerato 4-8°C	pmol/L	< 16.0	NO		30
5370	90.17.B	LN1	10.45	V	1576	TACROLIMUS [FK506] [SIERO/PLASMA]	tacrolimus (R-506)	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	GIALLO CHIARO GRANDE / VIOLA EDTA	Sangue	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.misurabile: 1.0 Intervallo terapeutico: 5-15	NO		6
PK1636		LN2	44.00	AOUC	1458	TAZOBACTAM [SIERO/PLASMA]	tazobactam	Nessuna	Standard	Venoso	VERDE / Eparinato di Lito	Plasma	Temperatura ambiente entro 4 ore dal prelievo	mg/L	Minima. conc. misurabile: 1.5	NO	3	3
7107	90.17.C	LN1	7.00	V	1099	TEICOPLANINA [SIERO/PLASMA]	teicoplanina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 3.0 Prelievo base: 5 - 10 Prelievo piccolo: 20 - 60	NO		4
8364	90.75.4	LG1	3.00	V	1055	TEMPO DI PROTROMBINA PER TAO [NR] [PLASMA]	tempo di protrombina, pt	Nessuna	Standard	Venoso	AZZURRO / Citrato di Na 0.109M	Plasma	Temperatura ambiente	/	Attività: 70 - 130 % INR: 0.8 - 1.2 Secondi: 9.5 - 12.0 Ratio: 0.80 - 1.20	SI	90 / 60	1
6231	90.76.1	LG1	3.00	V	1058	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE [APTT] [PLASMA]	tempo di tromboplastina parziale attivato, aptt	Nessuna	Standard	Venoso	AZZURRO / Citrato di Na 0.109M	Plasma	Temperatura ambiente	/	Secondi: 25.0 - 38.0 Ratio: 0.80 - 1.23	SI	90 / 60	1
5372	90.17.C	LN1	7.00	V	1598	TEOIFILLINA [SIERO/PLASMA]	teofilina	Nessuna	Prima dell'assunzione	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con EDTA, citrato di sodio e solido/ lito/ammonio eparina)	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.8 Intervallo terapeutico: 10 - 20	SI	250 / 200	3
6234	90.76.4	LG2	3.00	V	1209	TEST DI FALCIZZAZIONE DELLE EMASIE (TEST DI ITANO)	test di itano, test di sieking	Nessuna	Standard	Venoso	VIOLA - GRANDE / EDTA-K2 (10.8mg)	Sangue	Temperatura ambiente	/	Negativo	NO		2
5373	90.41.3	LH	6.90	V	1540	TESTOSTERONE [SIERO/PLASMA]	testosterone	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	Fino ai 20 anni: Non applicabile 20 - 49 anni: M: 8.64 - 29.0 F: 0.29 - 1.67 50 - 110 anni: M: <49 anni: 0.18 - 0.53 50 - 59 anni: 0.18 - 0.48 60 - 99 anni: M:	NO		3
5373	90.41.3			/	1706	TESTOSTERONE LIBERO CALCOLATO	testosterone libero calcolato	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	Fino ai 20 anni: Non applicabile 20 - 49 anni: M: 8.64 - 29.0 F: 0.29 - 1.67 50 - 110 anni: M:	NO		3
5373	90.41.3	LH	13.00	V	1540a	TESTOSTERONE TEST	testosterone	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	Fino ai 20 anni: Non applicabile 20 - 49 anni: M: 8.64 - 29.0 F: 0.29 - 1.67 50 - 110 anni: M:	NO		3
5373	90.41.3			/	1709	TESTOSTERONE TOTALE ALIS		Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	nmol/L	Fino ai 20 anni: Non applicabile 20 - 49 anni: M: 8.64 - 29.0 F: 0.29 - 1.67 50 - 110 anni: M:	NO		3
5376	90.41.5	LH	13.35	V	1506	TIREOGLOBULINA [TG] [AGO ASPIRATO]	tireoglobulina, tg			Ago aspirato	CONTENITORE SENZA ANTICOAGULANTE	Ago aspirato	Refrigerato 4-8°C	ng/mL		NO		4

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	Tempo di risposta		
																PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5375	90.41.5	LH	13.35	V	1616	TIREOGLOBULINA [TG] [SIERO/PLASMA]	tireoglobulina, tg	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	ng/mL	0.5 - 99.0 La presenza di anticorpi anti-TG può interferire sul risultato	NO		4
5325 (t. 20) 8055 (t. 0) 8057 (t. 15) 8058 (t. 30) 8059 (t. 60) 8056 (t. 120)	90.42.1	LH	8.00	V	1543a	TIREOTROPINA [TSH] (TEST) / TEMPO 0' TEMPO 15' TEMPO 30' TEMPO 60'	ormone tireostimolante, tsh	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	miU/L	0.27 - 4.20	SI		3
5379	90.42.1	LH	4.75	V	1543	TIREOTROPINA [TSH] [SIERO/PLASMA]	ormone tireostimolante, tsh	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	miU/L	da 0 a 6 giorni 0.7 - 15.2 da 7 giorni a 3 mesi 0.72 - 11.00 da 4 mesi a 1 anno 0.73 - 8.35	SI		3
5378	90.41.8	LH	10.00	V	1601	TIREOTROPINA [TSH] REFLEX TEST [SIERO/PLASMA]	ormone tireostimolante, tsh	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	miU/L	da 0 a 6 giorni 0.7 - 15.2 da 7 giorni a 3 mesi 0.72 - 11.00 da 4 mesi a 1 anno 0.73 - 8.35	SI		3
5381	90.42.3	LH	10.00	V	1524a	TIROXINA LIBERA (FT4) (TEST)	tiroxina libera, ft4	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	pmol/L	Non applicabile			3
5381	90.42.3	LH	4.80	V	1524	TIROXINA LIBERA [FT4] [SIERO/PLASMA]	tiroxina libera, ft4	Nessuna	Standard (20)	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	pmol/L	12.0 - 22.00	NO		3
5073	90.17.C	LN1	7.00	V	1169	TOBRAMCINA [SIERO/PLASMA]	tobramicina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.4 Intervallo terapeutico: 1 - 2	NO		4
5073	90.17.C	LN1	7.00	V	1170	TOBRAMCINA POST-DOSE (PICCO)	tobramicina post-dose (picco)	Nessuna	30 minuti dopo infusione o 60 minuti se i.m.	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 0.4 Intervallo terapeutico: 5 - 8	NO		4
5058	90.17.C	LN1	7.00	V	1450	TOPRAMATO [SIERO/PLASMA]	topiramato	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.misurabile: 1.5 Intervallo terapeutico: 2 - 25	NO		7
5383	90.42.5	LD1	3.20	V	1036	TRANSFERRINA [SIERO/PLASMA]	transferrina	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina)	Temperatura ambiente	mg/dL	200 - 360	NO		3
5384	90.42.5	LD1	3.20	V	1246b (Richiedibile solo come multipla 1246)	TRANSFERRINA [URINA]	transferrina	Nessuna	Standard	Campione estemporaneo	ROSSO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile			5
5383	90.42.5	LD1	6.00	V	1246c (Richiedibile solo come multipla 1246)	TRANSFERRINA/SIERO (CAMERON)	transferrina	Nessuna	Standard	Venoso	BEIGE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile			5
PK1588	/	LN1	26.00	AOUC	1126g	TRIAZOLAM [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 1.5 Intervallo terapeutico: 2 - 20	NO		10

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRO NIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5387	90.43.2			V	1148h	TRIGLICERIDI (LIQUIDO PLEURICO)	trigliceridi	Nessuna	Toracentesi	Raccolta	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Pleurico	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile			3
5387	90.43.2			V	1149i	TRIGLICERIDI (LIQUIDO ASCITICO)	trigliceridi	Nessuna	Paracentesi	Raccolta	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Liquido Ascitico	Temperatura ambiente	mg/dL	Non applicabile			3
5387	90.43.2	LD1	2.00	V	1007	TRIGLICERIDI [SIERO/PLASMA]	trigliceridi	Digiuno di 8 ore	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	mg/dL	Normale: <150 Borderline: 150 - 199 Alto: 200 - 499 Molto alto: >500 Ref. NCEPT - ATP III class	NO		3
5388	90.43.3	LH	10.00	V	1532a	TRIODIOTIRONINA LIBERA (FT3) (TEST)	triiodotironina libera, ft3	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	pmol/L	Non applicabile			3
7097	90.17.C	LN1	7.00	V	1425	TRIMPRAMINA [SIERO/PLASMA]	trimipramina	Prelievo prima dell'assunzione del farmaco	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Intervallo terap.: 10 - 300 Minima conc. misur.: 6.0	NO		20
5388	90.43.3	LH	4.80	V	1532	TRIODIOTIRONINA LIBERA (FT3) [SIERO/PLASMA]	triiodotironina libera, ft3	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	pmol/L	3.1 - 6.8	NO		3
8378	90.82.3	LD1	8.15	V	1077	TROPONINA T [SIERO/PLASMA]	troponina t cardiaca	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	pg/mL	< 14			3
5390	90.43.5	LD2	2.00	V	1015	URATO	uricemia, acido urico	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (Altra matrice: Plasma (EDTA, Litio-Eparina)	Temperatura ambiente	mg/dL	M: 3.5 - 7.0 F: 2.5 - 6.0	SI	90 / 80	3
KCC064	90.43.5	LD	2	V	1045	URATO - RACCOLTA 24h [URINA]	acido urico su urine	urina 24 h	standard	urina	GIALLO - URINA / senza conservante	urina	temperatura ambiente					
5391	90.43.5	LD2	2.00	V	1045	URATO [URINA]	uricosuria - acido urico nelle 24 h	Vedi #1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	mg/24h	200 - 1000	NO		3
5396	90.44.1	LD1	2.00	V	1067fd	UREA (FINE DIALISI)	urea	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	g/L	0.1 - 0.5			3
KCC067	90.44.1	LD	2.00	V	1067	UREA - RACCOLTA 24h [URINA]	urea (urina)	Vedi #1004/11	Standard	Urina 24h	GIALLO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	g/24h	25.7 - 42.9	NO		3
5396	90.44.1	LD1	2.00	V	1078	UREA [SIERO/PLASMA]	urea	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con litio eparina e EDTA)	Temperatura ambiente	g/L	0.1 - 0.5	SI	90 / 70	3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG.EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5397	90.44.1	LD2	2	V		UREA [URINA]	urea	urina	standard	urina	GIALLO - URINA / senza conservante	urina	temperatura ambiente					
5399	90.44.3	LD2	3.00	V	1274	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	esame urine	Vedi I/1004/44	Standard	Campione estemporaneo	BIANCO - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	/	pH: 5.0 - 6.5 Glucosio: assente mg/dL Proteine: 0 - 10 mg/dL Emoglobina: assente mg/dL	SI	100 / 75	3
5337	90.37.1	LN1	16.00	V	1408	UROPORFIRINE	uroporfirine	Vedi I/1004/11	Standard	Urina 24h	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente e al riparo dalla luce	microg/24h	Fino a 40	NO		30
8082	90.17.C	LN1	19.00	V	1172	VANCOMICINA (PICCO)	vancomicina post-dose (picco)	Nessuna	30 minuti dopo infusione o 60 minuti se i.m.	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc.mis. 2.5 Intervallo terapeutico: 20 - 40	NO		3
8083	90.17.C	LN1	7.00	V	1171	VANCOMICINA [SIERO/PLASMA]	vancomicina	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	Min.conc. mis. 2.5 Intervallo terapeutico: 10 - 20	NO		3
6408	90.82.5	LG1	2.00	V	1001	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMASIE [VES] [SANGUE]	velocità di eritrosedimentazione, v.e.s.	Nessuna	Standard	Venoso	BLU SCURO PICCOLA / EDTA-K2	Sangue	Temperatura ambiente	mm/h	F: 2 - 30 M: 2 - 25	SI		1
PK1181		LN1	26.00	AOUC	1123h	VENLAFAXINA [SIERO/PLASMA]		Nessuna	Standard	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min.conc.mis: 10 Intervallo terapeutico: 100 - 400	NO		10
5401	90.44.5	LH	14.90	V	6001	VITAMINA 1.25(OH)D [SIERO/PLASMA]	1.25 (oh)2 vitamina d	Nessuna	Standard	Venoso	BLU ELETTRICO / senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	pg/mL	19.9 - 79.3	NO		14
5402	90.44.6	LH	11.15	V	6002	VITAMINA 25 (OH) D [D2,D3] [SIERO/PLASMA]	25 oh vitamina d	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (Altre matrici: Plasma EDTA, Lioo-Eparina)	Temperatura ambiente	ng/mL	< 10 carenza 10 - 30 insufficienza 30 - 100 sufficienza > 100 tossicità	NO		3
5404	90.45.2	LH	13.60	V	1305	VITAMINA A [SIERO/PLASMA]	vitamina a	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO PICCOLA / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	microg/dL	30 - 70 Min.conc.misurabile: 2.0	NO		10
5123	90.13.5	LD1	6.90	V	1146	VITAMINA B12 [SIERO/PLASMA]	vitamina b12, b12	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO GRANDE / Senza anticoagulante con resina	Siero (altra matrice: Plasma con lioo eparina ed EDTA)	Temperatura ambiente	pg/mL	197 - 771	NO		3
5403	90.45.1	LH	13.70	V	1307	VITAMINA B6 [SIERO/PLASMA]	vitamina b6	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO PICCOLA / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	microg/L	5 - 30 Min.conc.mis. 0.5	NO		10
5405	90.45.2	LH	13.60	V	1306	VITAMINA E [SIERO/PLASMA]	vitamina e	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO PICCOLA / Senza anticoagulante con resina	Siero	Refrigerato 4-8°C	microg/dL	500 - 2000 Min.conc.misurabile: 50	NO		10

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

DAI dei Servizi - ADO di Laboratorio SOD Laboratorio Generale

Direttore Dott.ssa A. Fanelli

																Tempo di risposta		
CODICE AZIENDALE	CODICE REGIONALE	TIPO	TARIFFA	LEA	CODICE ESAME	NOME ESAME	SINONIMO/ACRONIMO	PREPARAZIONE UTENTE	MODALITÀ PRELIEVO	TIPO PRELIEVO	CONTENITORE	MATERIALE	MODALITÀ TRASPORTO	UNITÀ DI MISURA	VALORI DI RIFERIMENTO	PUÒ ESSERE URGENTE?	URG./EMERG. INTERNI (MIN)	ROUTINE ESTERNI (GG)
5407	90.45.4	LD8	6.50	V	1165	ZINCO [SIERO/PLASMA]	zinco	Nessuna	Standard	Venoso	GIALLO PICCOLA / Senza anticoagulante con resina	Siero	Temperatura ambiente	microg/L	Min. conc. Misurabile: 70 Valori di riferimento: 800 - 1600	NO		11
5408	90.45.4	LD8	6.50	V	1166	ZINCO [URINA]	zinco (urina)	Vedi i/1004/11	Standard	Urina 24h	VERDE - Urina / Senza conservante	Urina	Temperatura ambiente	microg/24h	Min. conc. Misurabile: 70 microg/L 100 - 1300	NO		11
5059	90.17.B	LN1	10.45	V	1308	ZONISAMIDE [SIERO/PLASMA]	zonisamide	Nessuna	Prima dell'assunzione del farmaco	Venoso	ROSSO - GRANDE / Senza anticoagulante	Siero	Temperatura ambiente	mg/L	10 - 38 Min. conc. misurabile: 0.5	NO		10